

#дляног

для комфортной ходьбы

КАТАЛОГ

анатомических и комфортных стелек,
вкладных приспособлений для стопы

г. Санкт-Петербург

Компания «Петергоф-Медтехника» более 20 лет занимается производством полуфабрикатов и запчастей для ортопедической продукции различных видов и назначений. С 2020 года мы запустили свою торговую марку #дляНог анатомических стелек и вкладных приспособлений для стопы.



• **Натуральные и качественные материалы** – в своей продукции мы используем материалы, которые потребитель знает и любит: для верхнего слоя стелек – это натуральная кожа (производства Европы, Белоруссии и России), велюровые материалы, натуральный мех и войлок, современные EVA-материалы, для амортизирующего слоя – вспененные материалы с добавлением угля, антибактериальными и влагопитывающими свойствами, нижний слой - влагоотводящие и антискользящие материалы.



• **Конструктивные особенности стелек** – все модели изготавливаются на основе ортопедических ГОСТОВ и ТУ с анатомически правильным расположением элементов.



• **Привлекательное ценообразование** – за счет полного цикла собственного производства и прямой продажи без посредников, нам удалось снизить лишние расходы и сделать более привлекательные цены среди Коллег по рынку с аналогичными предложениями для оптовых и розничных покупателей.



• **Стильная и современная упаковка** – яркий и информативный дизайн в нашем корпоративном стиле будет выгодно выделяться на Вашем торговом месте.



• **Собственное производство в г. Санкт-Петербурге** – позволяет нам быстро реагировать на полученную информацию от покупателей. Разрабатывать новые модели, которые необходимы на рынке и тем самым расширять ассортиментный ряд.



• **Бесплатная доставка** – по Санкт-Петербургу и до терминала транспортной компании.



SS-05b SS-05k



Стельки анатомические для закрытой обуви

Показания к применению:

- Профилактика нефиксированного продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени;
- Боль и усталость, вызванные длительным нахождением на ногах, избыточным весом, беременностью;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.

Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290



SS-01PR



Стельки с пробковым покрытием для закрытой обуви

Показания к применению:

- Профилактика нефиксированного продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени;
- Боль и усталость, вызванные длительным нахождением на ногах, избыточным весом, беременностью;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стоп.

Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290



SS-30PS



Стельки анатомические комфортные

Показания к применению:

- Фиксированное поперечное и продольное плоскостопие;
- Профилактика мозолей и натертостей в переднем отделе;
- При использовании обуви на каблук до 7см.

Способствуют:

- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Поддержке продольного и поперечного сводов;
- Снижению ударной нагрузки на коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.

Размер обуви	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44
Длина стопы, мм	225-230	235-245	250-255	265-270	275-285



SS-32



Стельки анатомические утепленные

Показания к применению:

- Фиксированное поперечное и продольное плоскостопие;
- Профилактика мозолей и натертостей в переднем отделе;
- При использовании обуви на каблуке до 7 см.

Способствуют:

- Согреванию стоп в прохладные периоды времени года;
- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Поддержке продольного и поперечного сводов;
- Снижению ударной нагрузки на коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285



SS-20



Стельки анатомические для закрытой обуви

Показания к применению:

- Профилактика нефиксированного продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени;
- Боль и усталость, вызванные длительным нахождением на ногах, избыточным весом, беременностью;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290



SS-33



Стельки анатомические утепленные с каркасом

Показания к применению:

- Фиксированное поперечное и продольное плоскостопие;
- Профилактика мозолей и натертостей в переднем отделе;
- При использовании обуви на каблуке до 7 см.

Способствуют:

- Согреванию стоп в прохладные периоды времени года;
- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Поддержке продольного и поперечного сводов;
- Снижению ударной нагрузки на коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290



SS-61



Стельки для спортивной и повседневной обуви

Показания к применению:

- Статические деформации стопы (продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-III степени);
- Варусная или вальгусная установка стопы;
- Посттравматическая реабилитация пяточной области, суставов нижних конечностей, мышц голени, ахиллова сухожилия;

Способствуют:

- Поддержке продольных и поперечного сводов стопы, фиксации пятки в правильном положении;
- Снижению ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник;
- Восстановлению амортизационной и балансирующей функций стопы;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стоп.



Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290



SS-06



Стельки анатомические из ECO-кожи

Показания к применению:

- Профилактика нефиксированного продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени;
- Боль и усталость, вызванные длительным нахождением на ногах, избыточным весом, беременностью;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Полужесткой поддержке продольного и поперечного сводов стопы;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290



SS-62



Стельки зимние для закрытой и спортивной обуви

Показания к применению:


- Статические деформации стопы (продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-III степени);
- Варусная или вальгусная установка стопы;
- Посттравматическая реабилитация пяточной области, суставов нижних конечностей, мышц голени, ахиллова сухожилия;

Способствуют:

- Поддержке продольных и поперечного сводов стопы, фиксации пятки в правильном положении;
- Снижению ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник;
- Восстановлению амортизационной и балансирующей функций стопы;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стоп.



Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290



SSP-01P



Полустельки анатомические

Показания к применению:

- Для использования в закрытой и модельной обуви;
- Профилактика нефиксированного продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени;
- Боль и усталость, вызванные длительным нахождением на ногах, избыточным весом, беременностью;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



100%
кожа

Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290



SSP-31



Полустельки анатомические для обуви на высоком каблуке

Показания к применению:

- Использование модельной и открытой обуви на каблуке выше 7см;
- Профилактика уплощения переднего отдела стопы и образования мозолей и натоптышей;
- Боль и усталость, вызванные длительным нахождением на ногах, избыточным весом;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Поддержке и разгрузке переднего отдела стопы при использовании обуви на каблуке выше 7 см;
- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе.



100%
кожа

Размер обуви	35-36	37-38	39-40
Длина стопы, мм	225-230	235-245	250-255



SSP-30S



Полустельки анатомические с продольным валиком для обуви на высоком каблуке

Показания к применению:

- Профилактика продольного плоскостопия;
- Боль и усталость, вызванные длительным нахождением на ногах, избыточным весом;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Поддержке и разгрузке переднего свода стопы в обуви на каблуке до 7см;
- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



100%
кожа

Размер обуви	35-36	37-38	39-40	41-42
Длина стопы, мм	225-230	235-245	250-255	265-270



SSP-30T



Полустельки анатомические для обуви на высоком каблуке с T-образным валиком

Показания к применению:

- Профилактика продольного плоскостопия;
- Боль и усталость, вызванные длительным нахождением на ногах, избыточным весом;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Поддержке и разгрузке переднего свода стопы в обуви на каблуке до 7см;
- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



100%
кожа

Размер обуви	35-36	37-38	39-40	41-42
Длина стопы, мм	225-230	235-245	250-255	265-270



SSD-69T

Стельки детские анатомические из натуральной кожи



Показания к применению:

- При усталости стопы, появлении болей в ногах при ходьбе;
- Профилактика формирования вальгусной и плоско-вальгусной установки стопы;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Анатомически и физиологически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



100%
КОЖА

Размер обуви	22,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30	31	32	33	34
Длина стопы, мм	140	145	150	155	160	165	175	180	185	190	195	205	210	215



SSD-70



Стельки детские анатомические

Показания к применению:

- При усталости стопы, появлении болей в ногах при ходьбе;
- Профилактика формирования вальгусной и плоско-вальгусной установки стопы;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Анатомически и физиологически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



Размер обуви	22,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30	31	32	33	34
Длина стопы, мм	140	145	150	155	160	165	175	180	185	190	195	205	210	215



SSD-67

Стельки детские анатомические



Показания к применению:

- При усталости стопы, появлении болей в ногах при ходьбе;
- Профилактика формирования вальгусной и плоско-вальгусной установки стопы;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Анатомически и физиологически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



Размер обуви	22,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30	31	32	33	34
Длина стопы, мм	140	145	150	155	160	165	175	180	185	190	195	205	210	215

SSD-71



Стельки детские анатомические с влагоотводящим эффектом

Показания к применению:

- При усталости стопы, появлении болей в ногах при ходьбе;
- Профилактика формирования вальгусной и плоско-вальгусной установки стопы;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Анатомически и физиологически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



Размер обуви	22,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30	31	32	33	34
Длина стопы, мм	140	145	150	155	160	165	175	180	185	190	195	205	210	215



SSD-68

Стельки детские анатомические утепленные



Показания к применению:

- При усталости стопы, появлении боли в ногах при ходьбе;
- Профилактика формирования вальгусной и плоско-вальгусной установки стопы;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Согреванию стоп в прохладные периоды времени года;
- Анатомически и физиологически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



Размер обуви	22,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30	31	32	33	34
Длина стопы, мм	140	145	150	155	160	165	175	180	185	190	195	205	210	215



SSD-80



Стельки детские анатомические с высоким внутренним бортиком каблуке

Показания к применению:

- При усталости стопы, появлении болей в ногах при ходьбе;
- Профилактика формирования вальгусной и плоско-вальгусной установки стопы;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Поддержке продольных сводов стопы, установке пяточного отдела стопы в анатомически правильное положение;
- Анатомически и физиологически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



Размер обуви	22,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30	31	32	33	34
Длина стопы, мм	140	145	150	155	160	165	175	180	185	190	195	205	210	215

! высокий борт

SS-35PPR



Стельки комфортные с пробковым низом

Показания к применению:

- При возникновении усталости в стопах и дискомфорте при ходьбе;
- Профилактика мозолей и натертостей в переднем отделе;
- При использовании обуви на каблуке до 7 см.

Способствуют:

- Снижению ударной нагрузки на коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы;
- Обеспечению ежедневного комфорта и удобства стопам



Размер обуви	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44
Длина стопы, мм	225-230	235-245	250-255	265-270	275-285



SSV-32



Вкладыши анатомические под передний отдел стопы

Показания к применению:

- Боль в переднем отделе стопы, профилактика мозолей и натоптышей;
- Усталость, вызванная длительным нахождением на ногах, избыточным весом, беременностью;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Снижению нагрузки на передний отдел стопы;
- Анатомически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Созданию условий для комфортной ходьбы;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



	S	M	L
Размер обуви	35-37	38-40	41-43
Длина стопы, мм	225-235	245-255	265-275



SS-35PR



Стельки комфортные из натуральной пробки

Показания к применению:

- При возникновении усталости в стопах и дискомфорте при ходьбе;
- Профилактика мозолей и натертостей в переднем отделе;
- При использовании обуви на каблуке до 7 см.

Способствуют:

- Снижению ударной нагрузки на коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы;
- Обеспечению ежедневного комфорта и удобства стопам



Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285



SSV-33



Подпяточники анатомические со съёмным пяточным амортизатором

Показания к применению:

- При усталости стопы, появлении болей в ногах при ходьбе;
- Профилактика формирования вальгусной и плоско-вальгусной установки стопы;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Анатомически и физиологически правильному расположению стопы при ходьбе;
- Снижению ударной нагрузки на пяточную область стопы, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы.



	S	M	L	XL
Размер обуви	35-37	38-40	41-43	44-47
Длина стопы, мм	225-235	245-255	265-275	285-305



SS-35TV



Стельки анатомические комфортные

Показания к применению:

- При возникновении усталости в стопах и дискомфорте при ходьбе;
- Профилактика мозолей и натертостей в переднем отделе;
- При использовании обуви на каблуке до 7 см.

Способствуют:

- Снижению ударной нагрузки на коленный, тазобедренный суставы и позвоночник;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы;
- Обеспечению ежедневного комфорта и удобства стопам.



Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Длина стопы, мм	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285



SSV-34



Подпяточники амортизирующие

Показания к применению:

- Боль и дискомфорт в пяточном отделе стопы и голеностопном суставе;
- Центральная пяточная шпора;
- Реабилитация после различных травм пяток и голеностопного сустава;
- При статических и динамических нагрузках на стопу.

Способствуют:

- Снижению нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник;
- Созданию комфортных условий для передвижения;
- Разгрузке мышц, связок и сухожилий стопы



	S	M	L	XL
Размер обуви	35-37	38-40	41-43	44-47
Длина стопы, мм	225-235	245-255	265-275	285-305



Компания «Петергоф-Медтехника» более 20 лет занимается производством полуфабрикатов для ортопедических изделий различного назначения, в период кризиса и пандемии, мы приняли решение запустить собственную бюджетную торговую марку под брендом для ног, чтобы снизить стоимость изделий и поддержать покупателей.

Коротко о преимуществе нашей продукции:

Все изделия изготовлены из 100% натурального медицинского силикона (производства США)- данный материал гипоаллергенный, соответствует необходимым нормам ТУ в сфере этих изделий. Главным отличием от представленных на рынке изделий из полимерного геля и тому подобных продуктов (в основном китайского производства), наш материал почти не имеет запаха, тактильно комфортен в использовании и безопасен для человека, что подтверждается соответствующими документами от производителя.



Стильная и яркая упаковка

в виде пакета «дой-пак» с сочной картинкой привлечет внимание покупателя и выделится на полке среди других производителей. Упаковка является универсальной - её можно ставить на полки или вешать на «эконом панели». За счёт металлизированного материала пакета, изделие защищено от солнечного света, влаги и пыли. Так же у пакета имеется замок, который позволяет использовать пакет много раз.




Приятный бонус для конечных покупателей

в комплекте с каждым изделием (для которого необходима повторная обработка, после его промывки) идёт средство для обработки изделия (на основе талька).

SDN-101



Перегородки межпальцевые «Классика»




Применение: при мозолях, болевых ощущениях в области первого пальца стопы, натертостях и ранах, перекрещивающихся пальцев.

SDN-102



Перегородки межпальцевые «Увеличенные»




Применение: при мозолях, болевых ощущениях в области первого пальца стопы, натертостях и ранах, перекрещивающихся пальцев.

SDN-103



Перегородки межпальцевые «Вкладыш»




Применение: при болезненных ощущениях в пальцах стопы, мозолях, раздражений и воспалений, вызванные вросшими ногтями.

SDN-104




Перегородка межпальцевая с кольцом на первый палец стопы



Применение: при мозолях, болевых ощущениях в области первого пальца стопы, натертостях и ранах, перекрещивающихся пальцев.

SDN-111


Колпачки для защиты пальцев стопы и рук



Применение: при травмах пальцев стопы и рук, пересушенной коже и трещинках, используются для защиты при агрессивной внешней среде

SDN-112


Трубочка для защиты пальцев стопы и рук



Применение: при травмах пальцев стопы и рук, пересушенной коже и трещинках, используются для защиты при агрессивной внешней среде

SDN-114


Подушечка совмещенная с перегородкой



Применение: при дискомфорте в переднем отделе стопы, натоптышах, мозолях, наминах, трещинах. При поперечном плоскостопии и артрозах переднего отдела стопы.

SDN-115


Подушечка под передний отдел стопы «Антискольжение»



Применение: при боли и дискомфорте в переднем отделе стопы, расплывающихся, натоптышах, мозолях. Подходят для использования в обуви на каблук.

SDN-118

Подушечки под пальцы



Применение: Для разгрузки переднего отдела стопы. При когтеобразной и молоткообразной деформации пальцев, мозолях и натоптышах.

SDN-119

Подпяточники силиконовые анатомические



Применение: для снижения ударной нагрузки на пятки, суставы нижних конечностей и поясничный отдел позвоночника, стабилизируют сустав в анатомически-правильном положении. При пяточной шпоре, реабилитации после травм.

Размер изделия	S	M	L	XL	XXL
Размер обуви	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44

SDN-120

Подпяточники силиконовые с бортиками




Применение: для снижения ударной нагрузки на пятки, суставы нижних конечностей и поясничный отдел позвоночника, стабилизируют сустав в анатомически-правильном положении. При пяточной шпоре, реабилитации после травм.

Размер изделия	S	M	L	XL
Размер обуви	35-37	38-40	41-43	44-46

SDN-121

Подушечки под дистальный отдел стопы




Применение: при дискомфорте в переднем отделе стопы, натоптышах, мозолях, наминах, трещинах. При поперечном плоскостопии и артрозах переднего отдела стопы.

SDN-122



Подушечки под передний отдел стопы с петлей на второй палец стопы




Применение:

для снижения нагрузки на передний отдел стопы при длительной ходьбе, препятствуют развитию плоскостопия, предупреждают появление мозолей и натертостей.

SDN-123



Протекторы защитные на перемычку обуви



Применение:

для снижения риска натертости в области пальцев, появления мозолей. Снижает дискомфортные ощущения при ношении обуви с «перемычкой»

Ваше здоровье начинается с ног
удобно • практично • доступно

Условные обозначения



Подходит для мужчин и женщин



Для обуви на высоком каблуке



! ВЫСОКИЙ бортик Высокий бортик



Натуральная пробка



Антискольжение



EVA-материал



Антибактериальный материал



Влагоотводящий эффект



Натуральная кожа



Эффективная поддержка



Велюровый материал



Варианты цветов



Натуральный мех



Материал с добавлением угля