

U E T O U E

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Международные сертификаты качества на изделия Экотен.....	4
Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM. Показания к применению.....	5
Рекомендации по подбору размеров IDEALISTA PREMIUM	6
KT IDEALISTA BASIC – базовые модели.....	7
KT IDEALISTA TRANSPARENT – полупрозрачные модели.....	12
KT IDEALISTA PREVENTION – профилактические модели.....	14
KT IDEALISTA MEN – мужские модели.....	15
Компрессионные гетры.....	16
Комплект гольфов для лечения и профилактики трофических язв.....	17
KT IDEALISTA HOSPITAL – антиэмболический (госпитальный) трикотаж.....	18
KT IDEALISTA ARM SLEEVE – рукава и перчатки.....	20
Компрессионный трикотаж SAVOY BY IDEALISTA.....	22
Приспособления для надевания компрессионного трикотажа	26
Изделия после пластических операций.....	28
Корсеты ортопедические.....	32
Бандажи послеоперационные.....	48
Бандажи грыжевые.....	53
Бандажи до- и послеродовые.....	56
Бандажи на конечности.....	58
Бандажи на шейный отдел.....	84
Подушки.....	85
Стельки и полустельки ортопедические.....	94
Вкладные приспособления в обувь.....	106
Обувь ортопедическая.....	113

ecoten®
идеи для движения

ttoman®
professional bodyguard

IDEALISTA

Luomma
Light step

HEEBER

vega
production

Изделия соответствуют требованиям международного стандарта EN ISO 13485:2016.



Высококачественное гипоаллергенное сырье



Изделия соответствуют требованиям международного стандарта EN ISO 13485:2012



Анатомическая форма бандажей — идеально садятся по фигуре, незаметны под одеждой



В областях, прилегающих к телу, используется хлопчатобумажная ткань



Износостойчивый влаго- и воздухопроницаемый материал с оптимальными компрессионными свойствами



Компрессионная ткань, идеально подходящая для изготовления ортопедических изделий. Гипоаллергенна



07 августа 2019 г. получено документальное подтверждение института Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG о соответствии компрессионного трикотажа Luomma Idealista требованиям стандарта RAL GZ-387.



С 15.09.2020 г. компания «ЭКОТЕН» включена в Реестр производителей отечественной продукции Минпромторга Российской Федерации.

Медицинский компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM

- Оборудование: MERZ (Германия)
- Сырье: Zimmermann (Германия), Swisslastic (Швейцария)
- Контроль распределения компрессии: SALZMANN (Швейцария)
- Производитель: ООО «Экотен» (Россия) (Под контролем финской компании LUOMMA).
- Oeko-Tex Standard 100.



Медицинский компрессионный трикотаж LUOMMA IDEALISTA оказывает на стенки вен заданное давление по такой схеме: 100% — на лодыжке, 70% — на уровне верхней трети голени, 40% — на уровне верхней трети бедра. Такое распределение давления значительно увеличивает скорость оттока крови от вен нижних конечностей, препятствует формированию тромбов.



Показания к применению:

А класс компрессии (профилактика) до 10-18 мм рт.ст.

- статические стоячие и сидячие нагрузки более 3-х часов
- путешествия
- активные занятия спортом

1 класс компрессии 18-21 мм рт.ст.

- профилактика и предотвращение тромбоза глубоких вен
- синдром «тяжелых ног»
- склонность к отекам
- активные занятия спортом
- профилактика варикоза у беременных
- склонность к избыточной массе тела
- ретикулярный (сетчатый) варикоз

2 класс компрессии 23-32 мм рт.ст

- тромбоз вен нижних конечностей, а также состояние после тромбоза (образование сгустков крови в венах)
- хроническая венозная недостаточность
- варикозное расширение вен во время беременности
- поверхностный тромбофлебит
- компрессионная терапия после флебосклерозирования и хирургического вмешательства

Рекомендуем предварительно проконсультироваться у врача-флеболога.


Сводная таблица размеров IDEALISTA PREMIUM

Таблица размеров (см)						
размер изделия	XS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	XL (V)	XXL (VI)
окружность лодыжки (B)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-33
окружность голени (C)	28-34	30-37	33-40	36-44	38-46	41-51
окружность голени ниже подколенной складки (D)	27-33	29-36	32-39	35-43	37-45	40-50
окружность бедра окружность бедра для чулок с силиконовой резинкой (G)	43-48	45-52	49-56	54-62	58-66	62-70
окружность широкого бедра (GW) (только для чулок)	49-57	53-62	57-67	63-74	67-79	71-83
окружность бедра для колготок и чулок без силиконовой резинки (G)	-	45-62	49-67	54-74	58-79	62-83
окружность бедер (H)	до 110	до 110	до 110	до 135	до 135	до 135
окружность талии (T)	до 95	до 95	до 95	до 120	до 120	до 120
длина от стопы до измерения G (AG)	NORMAL 62-71 LONG 72-83 LONG+ 84-95 ID-380 стандартная					
длина от стопы до измерения D (AD)	NORMAL 35-39 LONG 40-44 LONG+ 45-50 ID-280 стандартная					

- в случаях выхода значений **T** и **H** за рамки указанных ограничений следует заказывать колготки со специальными вставками ID-150

Рекомендации по подбору размеров

- при склонности к отекам необходимо производить измерения в утреннее время
- **B** — окружность самой узкой части голени над лодыжкой
- **C** — окружность самой широкой части голени
- **D** — окружность голени ниже подколенной складки на ширину 2-х пальцев
- **G** — окружность бедра (на 5 см ниже промежности)
- **GW** — окружность широкого бедра (на 5 см ниже промежности)
- **H** — окружность самой широкой части бедер
- **T** — окружность талии
-
- **AD** — длина от пятки до точки D
- **AG** — длина от пятки до точки G
- размер изделия подбирается строго по индивидуальным меркам
- следует снимать мерки с обеих ног

Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM
IDEALISTA BASIC
Базовые модели

ID-200

Гольфы с закрытым носком

Универсальные для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (35-39 см), L-Long (40-44 см)

Доступен к заказу доп. размер:

XS — цвет черный, карамель, 1 кл, Long, Normal
XXL — цвет черный, карамель, 1 и 2 кл, Long, Normal

Особенности:

- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- степень компрессии уменьшается снизу вверх
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



IDEALISTA™



ID-210

Гольфы с открытым носком

Универсальные для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (35-39 см), L-Long (40-44 см),

Доступен к заказу доп. размер:

Long+ (45-50см), цвет черный, XXL карамель, черный, 1 и 2 кл, Long, Normal

Особенности:

- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле



IDEALISTA™



Компессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA BASIC Базовые модели

ID-225 с простой резинкой на силиконовой основе Гольфы с закрытым носком

Универсальные для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (35-39 см), L-Long (40-44 см)

Доступен к заказу доп. размер:
XXL карамель, черный 1 и 2 кл, Long, Normal

Особенности:

- силиконовая резинка обеспечивает идеальную посадку на ноги конусовидной формы
- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износоустойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- резинка на силиконовой основе, мягко фиксирует гольфы, не нарушая кровотока
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



IDEALISTA™



ID-230 с простой резинкой на силиконовой основе Гольфы с открытым носком

Универсальные для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (35-39 см), L-Long (40-44 см),

Доступен к заказу доп. размер:
XXL — цвет карамель, 1 и 2 кл, Long и Normal

Особенности:

- силиконовая резинка обеспечивает идеальную посадку на ноги конусовидной формы
- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износоустойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- резинка на силиконовой основе, мягко фиксирует гольфы, не нарушая кровотока



IDEALISTA™



Компессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA BASIC Базовые модели

ID-300 ID-300W (широкое бедро) Чулки с закрытым носком, простой резинкой на силиконовой основе

Универсальные для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (62-71 см), L-Long (72-83 см)
- W - широкое бедро

Доступен к заказу доп. размер:
XXL, цвет черный, карамель

Особенности:

- чулки обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износоустойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- резинка на силиконовой основе, в том числе на широкое бедро, мягко фиксирует чулок, не нарушая кровотока
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



IDEALISTA™



ID-301 ID-301W (широкое бедро) Чулки женские с закрытым носком и ажурной резинкой на силиконовой основе

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (62-71 см), L-Long (72-83 см)
- W - широкое бедро

Особенности:

- чулки обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износоустойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- степень компрессии уменьшается снизу вверх
- резинка на силиконовой основе, мягко фиксирует чулок, не нарушая кровотока
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



IDEALISTA™



Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA BASIC Базовые модели

ID-310

ID-310W (широкое бедро)

Чулки с открытым носком с простой резинкой на силиконовой основе

Для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (62-71 см), L-Long (72-83 см),
- W — широкое бедро

Доступны к заказу доп. размеры:

Long+ (84-95 см), цвет черный
XXL и (W), цвет карамель, черный, 1 и 2 кл, Long и Normal
XS стандартное бедро, цвет карамель, 1 и 2 кл, Long и Normal

Особенности:

- чулки обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- степень компрессии уменьшается снизу вверх
- изделия с открытым носком подходят для любого размера стопы
- резинка на силиконовой основе, в том числе на широкое бедро, мягко фиксирует чулок, не нарушая кровотока



IDEALISTA™



ID-330

ID-330LR (Комплект)

Моночулоч с открытым носком

Для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (62-71 см), L-Long (72-83 см)
- правый (R), левый (L)

Особенности:

- плоско-вязаная боковая часть и пояс обеспечивают фиксацию чулка на талии
- конструкция верха позволяет носить 2 чулка на одном поясе
- чулки обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле

Обстоятельства, при которых моночулочки незаменимы:

- большой вес
- рыхлые бедра
- худые бедра
- разные по объемам ноги
- на одну ногу нужен чулок второго класса, на другую — первого



IDEALISTA™



Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA BASIC Базовые модели

ID-100

Колготки

Для женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (62-71 см), L-Long (72-83 см)

Доступен к заказу доп. размер:

XXL карамель

Особенности:

- колготки обеспечивают идеальное прилегание к телу, комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- степень компрессии уменьшается снизу вверх
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



IDEALISTA™



ID-150 для беременных

Колготки

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (62-71 см), L-Long (72-83 см)

Особенности:

- колготки обеспечивают нужную компрессию и комфорт
- идеально садятся по фигуре
- вставка в передней части изделия хорошо растягивается и подойдет на растущий живот (измерения производятся стандартно)
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- степень компрессии уменьшается снизу вверх
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



IDEALISTA™



Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA TRANSPARENT Полупрозрачные модели

ID-200T полупрозрачные Гольфы с закрытым носком

Для женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.),
2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (35-39 см), L-Long (40-44 см)

Доступен к заказу доп. размер:

XXL, цвет черный, карамель, 1 и 2 кл, Long, Normal

Особенности:

- шелковистая, дышащая и приятная для кожи полупрозрачная текстура обеспечивает сохранение нормального температурного и водного балансов кожи
- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



IDEALISTA™



ID-210T полупрозрачные Гольфы с открытым носком

Универсальные для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.),
2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (35-39 см), L-Long (40-44 см),
- цвет карамель

Особенности:

- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле



IDEALISTA™



Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA TRANSPARENT Полупрозрачные модели

ID-301T полупрозрачные ID-301TW полупрозрачные, широкое бедро Чулки женские с закрытым носком, ажурной резинкой на силиконовой основе

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.),
2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- длина: N-Normal (62-71 см), L-Long (72-83 см)
- W — широкое бедро
- цвет черный, карамель

Особенности:

- чулки обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- степень компрессии уменьшается снизу вверх
- резинка на силиконовой основе, в том числе на широкое бедро, мягко фиксирует чулок, не нарушая кровотока
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



IDEALISTA™



Компессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA TRANSPARENT Полупрозрачные модели

ID-100T полупрозрачные Колготки

Для женщин

- **классы компрессии:** 1 КЛАСС (18-21 мм.рт.ст.),
- **длина:** N-Normal (62-71 см), L-Long (72-83 см)

Особенности:

- колготки обеспечивают идеальное прилегание к телу, комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- степень компрессии уменьшается снизу вверх
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



IDEALISTA™



IDEALISTA PREVENTION Профилактические

ID-235 Профилактические от отеков и усталости ног Гольфы с закрытым носком

Универсальные для мужчин и женщин

Гольфы рекомендованы для длительных путешествий, а также для всех людей, которые проводят более 3-х часов без активных движений.

Гольфы усиливают отток крови, предотвращая появление отеков и усталость ног.

- **классы компрессии:**
A класс (профилактика) — 10-18 мм.рт.ст
- **длина:** стандартная

Особенности:

- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- плоские швы не оставляют следов на теле
- вязание в рубчик
- подбор размера по стопе
- **размер стопы:** 1(35-39), 2(40-45)



IDEALISTA™



Компессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA MEN Мужские модели

ID-215 мужские Гольфы с закрытым носком

Для мужчин

- **классы компрессии:** 1 КЛАСС (18-21 мм.рт.ст.),
- **2 КЛАСС (23-32 мм.рт.ст.)**
- **длина:** N-Normal (37-43 см), L-Long (44-49 см)
- **цвет:** черный
- **стопа универсальная для размеров с 39 по 46**

Доступен к заказу доп. размер: XXL

Особенности:

- тип вязания «в рубчик»
- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются благодаря повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- стильное плетение (Terry) в области стопы



IDEALISTA™



ID-315 Чулки с закрытым мыском с простой резинкой на силиконовой основе

Для мужчин

- **классы компрессии:** 1 КЛАСС (18-21 мм.рт.ст.),
- **2 КЛАСС (23-32 мм.рт.ст.)**

Доступен к заказу 3 класс компрессии (34-46 мм.рт.ст.)

Длина ноги от пятки до бедра (на 5 см. ниже промежности)

N-Normal (62-71 см.), L-Long (72-83 см.), L+ Long plus (84-95 см.)

Доп.размеры: размер XXL длина Long+

Цвет: черный / Стопа универсальная для размеров с 39-46

Особенности:

- тип вязания «в рубчик»
- разряженная структура вязания в области икроножной мышцы
- чулки обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- также подходят для людей с широкой икроножной областью (применяется «разряженное вязание»)
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- резинка на силиконовой основе, в том числе на широкое бедро, мягко и надежно фиксирует чулок, не нарушая кровотока



IDEALISTA™



КОМПРЕССИОННЫЕ ГЕТРЫ

для спорта
и активного образа жизни.

Таблица подбора размеров		
размер изделия	S - M	L - XL
окружность лодыжки (B)	19-25	25-31
окружность самой широкой части голени (C)	30-40	36-46
длина	стандартная	

Цветовой код
серый ● черный ●

ID-213

Компрессионные гетры для спорта и активного образа жизни.

Для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21 мм.рт.ст.),

Особенности:

- Убывающий градиент давления;
- Мягкая ячеистая ткань способствует лучшему влаго- и воздухообмену;
- Специальная вязка для оптимальной посадки и комфорта;
- Сверхпрочные эластичные нити обеспечивают повышенную износостойчивость изделия.

Показания:

- Увеличение притока кислорода и ускорение вывода из организма продуктов метаболизма;
- Стабилизация мышц и суставов, профилактика травм;
- Быстрое восстановление после спортивных нагрузок;
- Профилактика гипертонуса икроножных мышц;
- Ускорение крове- и лимфооттока;
- Улучшение спортивных результатов.



IDEALISTA™



КОМПЛЕКТ ГОЛЬФОВ

для лечения и профилактики трофических язв

Таблица подбора размеров						
размер изделия	XS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	XL (V)	XXL (VI)
окружность лодыжки (B)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-33
окружность самой широкой части голени (C)	28-34	30-37	33-40	36-44	38-46	41-51
окружность голени ниже подколенной складки (D)	27-33	29-36	32-39	35-43	37-45	40-50
длина от пола до измерения точки D (AD)	NORMAL 35-39		LONG 40-44			

Цветовой код
белый ○ бежевый ●

ID-250

Комплект гольфов для лечения и профилактики трофических язв

Для мужчин и женщин

Комплект медицинских компрессионных гольфов для лечения и профилактики трофических язв нижних конечностей венозной этиологии состоит из:

- двух нижних гольфов (лайнеров) белого цвета с компрессией на уровне лодыжек 20 мм. рт. ст., что позволяет ежедневно менять нижний гольф (лайнер) и обеспечивать компрессию круглосуточно.
- верхнего гольфа карамельного цвета с компрессией на уровне лодыжек 20 мм. рт. ст. Надевается поверх гольфа (лайнера) и используется только в течение дня в период двигательной активности. При этом уровень суммарной компрессии в области лодыжек повышается до 40 мм рт. ст.

Такой уровень компрессии и режим использования являются оптимальными для лечения и профилактики трофических язв.

- шелковый носок для облегчения надевания верхнего гольфа.



IDEALISTA™



Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA HOSPITAL ID-323 Чулки на культю

- **классы компрессии:** 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- **длина:** (1) до 22, (2) до 37, (3) до 48, (4) до 70
- **измерения для изделий выше колена** (1), (2) проводить по точке G, для изделий ниже колена (3), (4) по точкам G и C
- **цвет:** карамель, черный

Особенности:

- убывающая компрессия в чулке предотвращает возникновение отека мягких тканей культ
- выше колена или ниже колена
- удобный подбор размера

Точно дозированная компрессия гарантирована.

Показания:

- профилактика и лечение тромбозов
- уменьшение и профилактика отека
- улучшение кровообращения в культ
- способствует формированию культи



Таблица подбора размеров		
размер изделия, см	S - M	L - XL
окружность бедра (G)	42-53	53-65
окружность самой широкой части голени (C)	26-36	36-45

Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA HOSPITAL Антиэмболический (госпитальный) трикотаж

Таблица подбора размеров для антиэмболического трикотажа IDEALISTA						
размер изделия	XS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	XL (V)	XXL (VI)
окружность лодыжки (B)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-33
окружность самой широкой части голени (C)	28-34	30-37	33-40	36-44	38-46	41-51
Длина	Стандартная					

ID-280

Антиэмболические (госпитальные) гольфы

Для мужчин и женщин

- **классы компрессии:** 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- **длина:** стандартная
- **цвет:** белый

Особенности:

- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износоустойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- резинка мягко фиксирует гольфы
- степень компрессии уменьшается снизу вверх
- отверстие на стопе позволяет контролировать состояние пациента



Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA HOSPITAL Антиэмболический (госпитальный) трикотаж

Таблица подбора размеров для антиэмболического трикотажа IDEALISTA						
размер изделия	XS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	XL (V)	XXL (VI)
цветовой код*	белый	черный	карфель	зеленый	синий	красный
окружность лодыжки (B)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-33
окружность самой широкой части голени (C)	28-34	30-37	33-40	36-44	38-46	41-51
окружность бедра (G)	43-48	45-52	49-56	54-62	58-66	62-70
окружность широкого бедра (GW)	-	53-62	57-67	63-74	67-79	71-83
Длина	Стандартная					

*цветовая кодировка на бедре соответствует определенному размеру, что позволяет сократить время подбора размера трикотажа

ID-380, ID-380W

Антиэмболические (госпитальные) чулки с простой резинкой на силиконовой основе


Для мужчин и женщин

- **классы компрессии:** 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- **длина:** стандартная
- **W** — широкое бедро
- **цвет:** белый

XS стандартное бедро, XXL

Особенности:

- чулки обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износоустойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- степень компрессии уменьшается снизу вверх
- резинка на силиконовой основе, в том числе на широкое бедро, мягко фиксирует чулок
- отверстие на стопе позволяет контролировать состояние пациента



- ✓ Графический индикатор на резинке позволяет убедиться в правильности надевания и подбора изделия по размеру. Если он вытянут вертикально или имеет форму квадрата значит вы правильно надели и верно подобрали размер изделия.
- ✗ Если графический символ растянут горизонтально, значит размер подобран неправильно

Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA ARM SLEEVE


Компрессионные рукава

Таблица подбора размеров для рукавов IDEALISTA

размер изделия	XS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	XL (V)	XXL (VI)	XXXL (VII)
окружность ладони на уровне оснований мизинца и указательного пальца (A) для перчаток	15-18	17-20	19-22	21-23	22-25	24-27	25-28
окружность на уровне запястья (C)	14,5-16	16-17	17-18	18-20	20-22	22-24	24-26
окружность на уровне локтя (E)	22-24	24-26	26-28	28-30	30-33	33-36	36-39
окружность плеча на 3 см ниже подмышечной впадины (G)	24,5-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46
окружность плеча на 3 см ниже подмышечной впадины (широкое плечо) (GW)	27,5-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-49
длина рукава (CG)	СТАНДАРТНАЯ						

Рекомендации по подбору размеров

- размер изделия подбирается строго по индивидуальным меркам
- при склонности к отекам необходимо производить измерения в утреннее время
- **A** — окружность ладони на уровне оснований мизинца и указательного пальца
- **GW** — окружность плеча на 3 см ниже подмышечной впадины (широкое плечо)
- **G** — окружность плеча на 3 см ниже подмышечной впадины
- **E** — окружность локтя
- **C** — окружность запястья



Цветовой код

карамель ●

ID-401

ID-401 W (широкое плечо)

Рукав компрессионный на силиконовой резинке

Классы компрессии:

- **1 класс компрессии (18-21 мм рт.ст.)**
- **2 класс (22-32мм.рт.ст.)**
- **W** — широкое плечо

Особенности:

- восстанавливает отток лимфы из тканей руки, снимает отеки
- оптимально распределенное давление, максимальное в области запястья, постепенно убывающее к верхней трети плеча
- эффективная фиксация на плече, не скатывается и не перетягивает руку
- производится из современных, безопасных материалов, обеспечивающих активный воздухо- и влагообмен и комфорт
- отсутствие швов предотвращает травмирование кожи

Показания:

- первичная лимфедема (врожденные аномалии лимфатической системы, болезни Милроя, юношеская лимфедемия и т.д.)
- вторичная лимфедема: состояния после мастэктомии и лучевой терапии, при повреждении лимфатических сосудов вследствие травм, при повреждении лимфатических сосудов вследствие операций и глубоких ожогов, применения гипсовых повязок, синдрома «теннисного локтя» и других заболеваний
- тромбозы и тромбозы вен плеча и предплечья (включая постинъекционные осложнения)



IDEALISTA™

Компрессионный трикотаж IDEALISTA PREMIUM IDEALISTA ARM SLEEVE

Компрессионные рукава

ID-402

Рукав компрессионный с наплечником и ремнем

- **классы компрессии:**
- **2 класс (22-32мм.рт.ст.)**

Особенности:

- восстанавливает отток лимфы из тканей руки, снимает отеки
- оптимально распределенное давление, максимальное в области запястья, постепенно убывающее к верхней трети плеча
- эффективная фиксация на плече, не скатывается и не перетягивает руку
- для лучшей фиксации рукава предусмотрен ремень на лопатке «Велкро» через грудь
- производится из современных, безопасных материалов, обеспечивающих активный воздухо-, влагообмен и комфорт
- отсутствие швов предотвращает травмирование кожи

Показания:

- первичная лимфедема (врожденные аномалии лимфатической системы, болезни Милроя, юношеская лимфедемия и т.д.)
- вторичная лимфедема: состояния после мастэктомии и лучевой терапии, при повреждении лимфатических сосудов вследствие травм, при повреждении лимфатических сосудов вследствие операций и глубоких ожогов, применения гипсовых повязок, синдрома «теннисного локтя» и других заболеваний
- тромбозы и тромбозы вен плеча и предплечья (включая постинъекционные осложнения)



IDEALISTA™

IDEALISTA ARM SLEEVE

Компрессионные перчатки

Длина окружности, см

размеры	S(II)	M(III)	L(IV)	XL(V)
C	13,5 - 15,5	15,0 - 18,0	17,0 - 20,0	19,0 - 21,0
B	15,5 - 20,0	17,5 - 21,0	19,5 - 23,0	20,5 - 24,0
A	15,0 - 19,0	17,0 - 20,0	19,0 - 22,0	20,0 - 23,0

ID-500

ID-501 с открытыми пальцами

- **классы компрессии:**
- **2 класс компрессии**

Особенности:

- плоская вязка обеспечивает высокое давление на кисть, гарантирует прочность и низкую растяжимость. За счет этих свойств достигается выраженный противоотечный эффект
- плоские швы не вызывают дискомфорта при постоянном ношении
- технология плоской вязки оказывает микромассажный эффект

Показания:

- лечение лимфатических отеков кисти и пальцев (первичная и вторичная лимфедема I и II стадий)
- профилактика развития и лечение лимфатического отека кисти и пальцев после мастэктомии (постмастэктомический отек верхней конечности)
- профилактика и лечение послеоперационных и посттравматических отеков
- профилактика развития келоидных рубцов после ожогов
- повреждение лимфатических сосудов вследствие травм

ID - 500

ID - 501



IDEALISTA™

Компрессионный трикотаж SAVOY BY IDEALISTA


Компрессионный трикотаж

Сводная таблица размеров SAVOY BY IDEALISTA

Таблица размеров (см)					
размер изделия	S (II)	M (III)	L (IV)	XL (V)	XXL (VI)
окружность лодыжки (B)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-33
окружность голени (C)	30-37	33-40	36-44	38-46	41-51
окружность голени ниже подколенной складки (D)	29-36	32-39	35-43	37-45	40-50
окружность бедра (G)	45-52	49-56	54-62	58-66	62-70
окружность широкого бедра (GW) (только для чулок)	53-62	57-67	63-74	67-79	71-83
длина от стопы до измерения G (AG)	стандартная				
длина от стопы до измерения D (AD)	стандартная				

Рекомендации по подбору размеров

- при склонности к отекам необходимо производить измерения в утреннее время
- **B** — окружность самой узкой части голени над лодыжкой
- **C** — окружность самой широкой части голени
- **D** — окружность голени ниже подколенной складки на ширину 2-х пальцев
- **G** — окружность бедра (на 5 см ниже промежности)
- **GW** — окружность широкого бедра (на 5 см ниже промежности)
-
- **AD** — длина от пятки до точки D
- **AG** — длина от пятки до точки G
- размер изделия подбирается строго по индивидуальным меркам
- следует снимать мерки с обеих ног



Компрессионный трикотаж SAVOY BY IDEALISTA

Компрессионный трикотаж

SV-393

SV-393W (широкое бедро)

Чулки с открытым носком,
простой резинкой на силиконовой основе

Универсальные для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)

- длина: стандартная
- W - широкое бедро
- цвет карамель
-

Особенности:

- чулки обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- резинка на силиконовой основе, в том числе на широкое бедро, мягко фиксирует чулок, не нарушая кровотока
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



SAVOY
by Idealista

SV-394

SV-394W (широкое бедро)

Чулки с открытым носком,
простой резинкой на силиконовой основе

Универсальные для мужчин и женщин

- классы компрессии: 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)

- длина: стандартная
- W - широкое бедро
- цвет карамель

Особенности:

- чулки обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износостойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- резинка на силиконовой основе, в том числе на широкое бедро, мягко фиксирует чулок, не нарушая кровотока
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



SAVOY
by Idealista

Компрессионный трикотаж SAVOY BY IDEALISTA

Компрессионный трикотаж

SV-293

Гольфы с открытым носком

- **классы компрессии:** 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- **длина:** стандартная
- **цвет:** карамель

Особенности:

- шелковистая, дышащая и приятная для кожи полупрозрачная текстура обеспечивает сохранение нормального температурного и водного балансов кожи
- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- мягкий шов в области мыска
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износоустойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле
- стопа универсальная для размеров с 36 по 43



SAVOY
by Idealista

SV-294

Гольфы с закрытым носком

Универсальные для мужчин и женщин

- **классы компрессии:** 1 КЛАСС (18-21мм.рт.ст.), 2 КЛАСС (23-32мм.рт.ст.)
- **длина:** стандартная
- **цвет:** карамель

Особенности:

- гольфы обеспечивают идеальное прилегание к ноге и комфорт
- сверхпрочные эластичные нити в области стопы обеспечивают повышенную износоустойчивость
- высокие влаго- и воздухопроницаемость обеспечиваются за счет повышенной капиллярности волокон
- плоские швы не оставляют следов на теле



SAVOY
by Idealista

Компрессионный трикотаж SAVOY BY IDEALISTA


Компрессионные рукава

Таблица подбора размеров для рукавов SAVOY BY IDEALISTA

размер изделия	XS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	XL (V)	XXL (VI)	XXXL (VII)
окружность ладони на уровне оснований мизинца и указательного пальца (A) для перчаток	15-18	17-20	19-22	21-23	22-25	24-27	25-28
окружность на уровне запястья (C)	14,5-16	16-17	17-18	18-20	20-22	22-24	24-26
окружность на уровне локтя (E)	22-24	24-26	26-28	28-30	30-33	33-36	36-39
окружность плеча на 3 см ниже подмышечной впадины (G)	24,5-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46
окружность плеча на 3 см ниже подмышечной впадины (широкое плечо) (GW)	27,5-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-49
длина рукава (CG)	СТАНДАРТНАЯ						

Рекомендации по подбору размеров

- размер изделия подбирается строго по индивидуальным меркам
- при склонности к отекам необходимо производить измерения в утреннее время
- **A** — окружность ладони на уровне оснований мизинца и указательного пальца
- **GW** — окружность плеча на 3 см ниже подмышечной впадины (широкое плечо)
- **G** — окружность плеча на 3 см ниже подмышечной впадины
- **E** — окружность локтя
- **C** — окружность запястья



Цветовой код

карамель ●

SV-493

SV-493W (широкое плечо)

Рукав компрессионный на силиконовой резинке

Классы компрессии:

- 1 класс компрессии (18-21 мм рт.ст.)
- 2 класс (22-32мм.рт.ст.)
- **W** — широкое плечо

Особенности:

- восстанавливает отток лимфы из тканей руки, снимает отеки
- оптимально распределенное давление, максимальное в области запястья, постепенно убывающее к верхней трети плеча
- эффективная фиксация на плече, не скатывается и не перетягивает руку
- производится из современных, безопасных материалов, обеспечивающих активный воздухо- и влагообмен и комфорт
- отсутствие швов предотвращает травмирование кожи

Показания:

- первичная лимфедема (врожденные аномалии лимфатической системы, болезни Милроя, юношеская лимфедемия и т.д.)
- вторичная лимфедема: состояния после мастэктомии и лучевой терапии, при повреждении лимфатических сосудов вследствие травм, при повреждении лимфатических сосудов вследствие операций и глубоких ожогов, применения гипсовых повязок, синдрома «теннисного локтя» и других заболеваний
- тромбозы и тромбофлебиты вен плеча и предплечья (включая постинфекционные осложнения)



SAVOY
by Idealista

Приспособления для надевания компрессионного трикотажа

ID-01

Приспособление для надевания компрессионного трикотажа

Приспособление облегчает процесс надевания компрессионного трикотажа.

Подходит для надевания изделий с открытым и с закрытым носком.



IDEALISTA™

ID-01 BIG увеличенный размер Приспособление для надевания компрессионного трикотажа

Приспособление облегчает процесс надевания компрессионного трикотажа.

Подходит для надевания изделий с открытым и с закрытым носком.




IDEALISTA™

ID-04

Приспособление для надевания компрессионного рукава

Приспособление ID-04 облегчает процесс надевания рукава.

Подходит для надевания ID-401, ID-401W и ID-402



IDEALISTA™

Приспособления для надевания компрессионного трикотажа

ID-03

Перчатки для надевания компрессионного трикотажа

- с помощью перчаток надевание компрессионного трикотажа (колготок, чулок и гольфов) не требует особых усилий и выполняется аккуратнее и быстрее
- цвет: синий



IDEALISTA™

Средства для стирки

ID-02

Средство для стирки компрессионного трикотажа

Особенности:

- Современное средство специально разработанное для стирки медицинского компрессионного трикотажа
- Изготовлено из органических биоразлагаемых компонентов
- Поверхностно-активные вещества полностью удаляют из волокон компрессионного трикотажа скопившиеся сальные выделения и пот
- Средство также способствует предотвращению накопления изделием статического электричества
- Средство для стирки медицинского компрессионного трикотажа поможет поддержать заданную компрессию и надолго сохранить внешний вид изделия



IDEALISTA™

Изделия для реабилитации после пластических операций

ID-800

Трико (грация) короткие шортики

Особенности:

- цвет: черный
- фронтальная трёхрядная застёжка на крючках по всей длине грации
- модель без ластовицы
- поддерживающие регулируемые лямки в зависимости от роста
- плоские швы не вызывает дискомфорта, незаметны под одеждой
- оптимальная компрессия в абдоминальной области, области ягодицы, бёдер и боковых поверхности спины
- гипоаллергенный дышащий материал обеспечивает комфорт и удобство в после операционный период

Показания:

- липосакция
- абдоминопластика
- поддержка брюшной стенки в послеродовом периоде



IDEALISTA™

ID-800					
размер	S	M	L	XL	XXL
обхват талии (см)	65-70	70-75	75-80	80-88	88-98
обхват бёдер (см)	91-97	97-102	102-107	107-114	113-120

* измеряется обхват бёдер, см



ID-801

Трико (грация) длинные шортики

Особенности:

- цвет: черный
- фронтальная трёхрядная застёжка на крючках по всей длине грации
- модель без ластовицы
- поддерживающие регулируемые лямки в зависимости от роста
- по всей длине грации ID – 801 специальные закрепки для укорочения длины по росту
- плоские швы не вызывает дискомфорта, незаметны под одеждой
- оптимальная компрессия в абдоминальной области, области ягодицы, бёдер и боковых поверхности спины
- гипоаллергенный дышащий материал обеспечивает комфорт и удобство в после операционный период

Показания:

- липосакция
- абдоминопластика
- поддержка брюшной стенки в послеродовом периоде



IDEALISTA™

ID-801					
размер	S	M	L	XL	XXL
обхват талии (см)	65-70	70-75	75-80	80-88	88-98
обхват бёдер (см)	91-97	97-102	102-107	107-114	113-120

* измеряется обхват бёдер, см



Изделия для реабилитации после пластических операций

ID-900

Маска компрессионная

Особенности:

- цвет: бежевый
- корректирует овал лица
- улучшает кровообращение
- может использоваться как омолаживающая маска с лимфодренажным эффектом, в том числе во время ночного отдыха
- равномерно распределенная компрессия предотвращает возникновение отеков и гематом
- гипоаллергенный воздухо- и влагопроницаемый материал создает комфорт во время ношения
- плоские швы не вызывают дискомфорта при ношении

Показания:

- при любых косметических и хирургических вмешательствах на лице



IDEALISTA™

ID-900		
размер (см)*	01	02
		63-67

* измеряется обхват головы от подбородка до макушки, см



ID-901

Маска компрессионная после отопластики

Особенности:

- цвет: бежевый
- корректирует овал лица
- улучшает кровообращение
- может использоваться как омолаживающая маска с лимфодренажным эффектом, в том числе во время ночного отдыха
- равномерно распределенная компрессия предотвращает возникновение отеков и гематом
- гипоаллергенный воздухо- и влагопроницаемый материал создает комфорт во время ношения
- плоские швы не вызывают дискомфорта при ношении

Показания:

- после отопластики



IDEALISTA™

ID-901		
размер (см)*	01	02
		42-52

* измеряется обхват головы от затылка до надбровных дуг, см



ID-902

Маска компрессионная после отопластики

Особенности:

- цвет: бежевый
- предотвращает излишнюю отечность и гематомы после операции на лице
- фиксирует швы и нити после косметологических и пластических манипуляций
- корректирует овал лица
- равномерно распределяет компрессию
- гипоаллергенный дышащий материал обеспечивает комфорт и удобство
- регулируется с помощью липучек «Велкро»

Показания:

- после отопластики




IDEALISTA™

ID-902	
размер (см)*	универсальный 63-67 см

* измеряется обхват головы от затылка до надбровных дуг, см



Корсеты поясничные ПОЛУЖЕСТКОЙ фиксации

Рекомендации по подбору размеров						
	размер	S	M	L	XL	XXL
	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см	70-85	83-100	98-115	113-130	128-140
	<ul style="list-style-type: none"> сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить две окружности — талии и бедер, данные суммировать и разделить пополам согласно полученному результату подобрать размер по таблице 					

Цветовой код
бежевый ●

Размеры - УНИ	
S-M — 75-100	L-XL — 98-120

PPP – 121 Размер: S-XL

PPP – 121 УНИ Размер: S-M, L-XL

Особенности:

- высота 21 см
- 4 пластиковых ребра жесткости
- воздухопроницаемая влагоотводящая ткань с перфорацией с высоким содержанием хлопка
- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения
- реабилитация после травм и операций пояснично-крестцового отдела позвоночника
- спондилёзы, спондилолистезы
- профилактика обострений во время физической работы

PPP – 21П Размер: S-XXL

PPP – 21П УНИ Размер: S-M, L-XL

Особенности:

- высота 21 см
- 6 пластиковых ребер жесткости (4 для размера S)
- воздухопроницаемая перфорированная ткань с высоким содержанием хлопка
- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения
- реабилитация после травм и операций пояснично-крестцового отдела позвоночника
- спондилёзы, спондилолистезы
- профилактика обострений во время физической работы

Корсеты поясничные ЖЕСТКОЙ фиксации

PPP – 11

Размер: S-XXL

Особенности:

- высота 21 см
- 6 ребер жесткости для размеров M, L, XL, XXL (4 центральных – моделируемые)
- 4 ребра жесткости для размера S (2 центральных – моделируемые)
- воздухопроницаемая перфорированная ткань с высоким содержанием хлопка

Показания:

- радикулит, люмбаго, люмбалгия
- боли в пояснице
- прогрессирующие: поясничный спондилез, остеоартрит позвоночника, анкилозирующий спондилоартрит
- межпозвоночные грыжи
- структурная недостаточность позвоночного столба
- после дискэктомии
- после операций на поясничном отделе позвоночника



Корсеты ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ ПОЛУЖЕСТКОЙ фиксации

Рекомендации по подбору размеров						
	размер	S	M	L	XL	XXL
	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см	70-85	83-100	98-115	113-130	128-140
	<ul style="list-style-type: none"> сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить две окружности — талии и бедер, данные суммировать и разделить пополам согласно полученному результату подобрать размер по таблице 					

Цветовой код
бежевый ●

Размеры - УНИ	
S-M — 75-100	L-XL — 98-120

PPP – 125

Размер: S-XL

Особенности:

- высота 25 см
- 4 пластиковых ребра жесткости
- воздухопроницаемая перфорированная ткань с высоким содержанием хлопка
- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения
- реабилитация после травм и операций пояснично-крестцового отдела позвоночника
- спондилёзы, спондилолистезы
- профилактика обострений во время физической работы



PPP – 25П Размер: S-XXL

PPP – 25П УНИ Размер: S-M, L-XL

Особенности:


- высота 25 см
- 6 пластиковых ребер жесткости (4 для размера S)
- воздухопроницаемая перфорированная ткань с высоким содержанием хлопка
- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения
- реабилитация после травм и операций пояснично-крестцового отдела позвоночника
- спондилёзы, спондилолистезы
- профилактика обострений во время физической работы



Корсеты ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ ПОЛУЖЕСТКОЙ фиксации

Рекомендации по подбору размеров						
	размер	S	M	L	XL	XXL
	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см	70-85	83-100	98-115	113-130	128-140
	<ul style="list-style-type: none"> сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить две окружности — талии и бедер, данные суммировать и разделить пополам согласно полученному результату подобрать размер по таблице 					
Цветовой код						
серый ●						

tom - 1011

Особенности:

- высота корсета 24 см
- 4 ребра жесткости
- двойная стяжка для регулировки степени фиксации
- пояснично-крестцового отдела позвоночника
- съемный пелот в поясничной области

Показания:

- умеренная фиксация поясничного отдела позвоночника
- профилактика, лечение и реабилитация после травм и операций поясничного отдела позвоночника
- люмбаго, люмбалгия
- миозит, остеохондроз, остеоартроз
- боли в пояснице
- поясничный спондилез, остеоартрит
- грыжи Шморля
- заболевания связок позвоночника
- легкая структурная недостаточность позвоночного столба
- статические нагрузки на поясничный отдел позвоночника
- после мануальной терапии и лечебной гимнастики
- профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках



tom - 1012

Особенности:


- высота 25 см
- 6 пластиковых ребер жесткости (4 для размера S)
- воздухопроницаемые влагоотводящие материалы с высоким содержанием хлопка

Показания:

- умеренная фиксация поясничного отдела позвоночника
- профилактика, лечение и реабилитация после травм и операций поясничного отдела позвоночника
- люмбаго, люмбалгия
- миозит, остеохондроз, остеоартроз
- боли в пояснице
- поясничный спондилез, остеоартрит
- грыжи Шморля
- заболевания связок позвоночника
- легкая структурная недостаточность позвоночного столба
- статические нагрузки на поясничный отдел позвоночника
- после мануальной терапии и лечебной гимнастики
- профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках



Корсеты ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ ЖЕСТКОЙ фиксации

Рекомендации по подбору размеров						
	размер	S	M	L	XL	XXL
	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см	70-85	83-100	98-115	113-130	128-140
	<ul style="list-style-type: none"> сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить две окружности — талии и бедер, данные суммировать и разделить пополам согласно полученному результату подобрать размер по таблице 					
Цветовой код						
бежевый ●						

PPR - 25

Размер: S-XXL

Особенности:


- высота 25 см
- 6 металлических ребер жесткости для размеров M, L (4 центральных — моделируемые)
- 4 ребра жесткости для размера S (2 центральных — моделируемые)
- воздухопроницаемая перфорированная ткань с высоким содержанием хлопка

Показания:

- радикулит, люмбаго, люмбалгия
- боли в пояснице
- прогрессирующие: поясничный спондилез, остеоартрит позвоночника, анкилозирующий спондилоартрит
- межпозвоночные грыжи
- структурная недостаточность позвоночного столба
- после дискэктомии
- после операций на поясничном отделе позвоночника
- после мануальной терапии и лечебной гимнастики
- профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках



Корсеты ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ ЖЕСТКОЙ фиксации

Рекомендации по подбору размеров						
	размер	S	M	L	XL	XXL
	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см	70-85	83-100	98-115	113-130	128-140
	<ul style="list-style-type: none"> сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить две окружности - талии и бедер, данные суммировать и разделить пополам согласно полученному результату подобрать размер по таблице 					

Цветовой код
серый ● бежевый ●

ППР- 25 У (Усиленный)

Размер: S-XXL

Особенности:

- высота 25 см
- 4 металлических съемных моделируемых ребра жесткости
- нерастяжимая трапециевидная спинка
- воздухопроницаемая перфорированная ткань с высоким содержанием хлопка
- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации пояснично-крестцового и ниже-грудного отделов позвоночника

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения
- реабилитация после травм и операций пояснично-крестцового и ниже-грудного отделов позвоночника (переломы тел и отростков позвонков, дискэктомии и прочее)
- спондилёзы, спондилолистезы, анкилозирующий спондилит артрит
- профилактика обострений во время физической работы




XXXXL
your size
Вы можете заказать увеличенные размеры

ecoten



Корсеты ГРУДОПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ ЖЕСТКОЙ фиксации

Рекомендации по подбору размеров						
	размер	S	M	L	XL	XXL
	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см	70-85	83-100	98-115	113-130	128-140
	<ul style="list-style-type: none"> сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить две окружности - талии и бедер, данные суммировать и разделить пополам согласно полученному результату подобрать размер по таблице 					

Цветовой код
серый ● бежевый ●

ППР - 130

Размер: S-XXL

Особенности:

- высота 30 см
- 4 ребра жесткости
- воздухопроницаемая ткань с высоким содержанием хлопка
- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации пояснично-крестцового и ниже-грудного отделов позвоночника

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения
- реабилитация после травм и операций пояснично-крестцового и ниже-грудного отделов позвоночника (переломы тел и отростков позвонков, дискэктомии и прочее)
- спондилёзы, спондилолистезы, анкилозирующий спондилит артрит
- профилактика обострений во время физической работы



ecoten



tom_1013 (Усиленный)

Особенности:

- высота 25 см
- 4 металлических съемных моделируемых ребра жесткости
- воздухопроницаемые влагоотводящие материалы с высоким содержанием хлопка
- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации пояснично-крестцового и ниже-грудного отделов позвоночника

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения
- реабилитация после травм и операций пояснично-крестцового и ниже-грудного отделов позвоночника (переломы тел и отростков позвонков, дискэктомии и прочее)
- спондилёзы, спондилолистезы, анкилозирующий спондилит артрит
- профилактика обострений во время физической работы



XXXXL
your size
Вы можете заказать увеличенные размеры

ttoman



ППР - 30У (Усиленный)

Размер: S-XXL

Особенности:

- высота 30 см
- 4 металлических съемных моделируемых ребра жесткости
- нерастяжимая трапециевидная спинка
- воздухопроницаемая перфорированная ткань с высоким содержанием хлопка
- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации пояснично-крестцового и ниже-грудного отделов позвоночника

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения
- реабилитация после травм и операций пояснично-крестцового и ниже-грудного отделов позвоночника (переломы тел и отростков позвонков, дискэктомии и прочее)
- спондилёзы, спондилолистезы, анкилозирующий спондилит артрит
- профилактика обострений во время физической работы



XXXXL
your size
Вы можете заказать увеличенные размеры

ecoten



Корсеты ГРУДОПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ ЖЕСТКОЙ фиксации

Рекомендации по подбору размеров						
	размер	S	M	L	XL	XXL
	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см	70-85	83-100	98-115	113-130	128-140
	<ul style="list-style-type: none"> сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить две окружности — талии и бедер, данные суммировать и разделить пополам согласно полученному результату подобрать размер по таблице 					
Цветовой код						
серый ● бежевый ●						

tom - 1014

Особенности:

- высота 30 см
- 4 металлических съемных моделируемых ребра жесткости
- воздухопроницаемые влагоотводящие материалы с высоким содержанием хлопка
- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации пояснично-крестцового и нижне-грудного отделов позвоночника

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения
- реабилитация после травм и операций пояснично-крестцового и нижне-грудного отделов позвоночника (переломы тел и отростков позвонков, дискэктомии и прочее)
- спондилёзы, спондилолистезы, анкилозирующий спондилит артрит
- профилактика обострений во время физической работы



PPP - 37U (Усиленный)

Размер: S-XXL

Особенности:

- высота 37 см
- 4 металлических моделируемых съемных ребра жесткости
- нерастяжимая трапециевидная спинка
- воздухопроницаемая перфорированная ткань с высоким содержанием хлопка
- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации пояснично-крестцового и нижне-грудного отделов позвоночника

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения
- реабилитация после травм и операций пояснично-крестцового и нижне-грудного отделов позвоночника (переломы тел и отростков позвонков, дискэктомии и прочее)
- спондилёзы, спондилолистезы, анкилозирующий спондилит артрит
- профилактика обострений во время физической работы



Бандажи противорадикулитные согревающие

Бандажи согревающие

PPP - 01

Овечья шерсть

Особенности:

- сохраняет тепло
- содержит поверхностно-активные вещества которые благотворно влияют на кожу
- способствует обильному притоку крови к больному месту
- оказывает противовоспалительное действие
- обладает микромассажным эффектом
- нейтрализует электрические заряды
- сохраняет тепло
- предназначен для умеренного согревающего и микромассажного воздействия

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника в начальных стадиях (радикулиты, миозиты, невралгии и прочее)
- профилактика осложнений
- работа в условиях низких температур



PPP - 02

Собачья шерсть

Особенности:

- сохраняет тепло
- содержит поверхностно-активные вещества которые благотворно влияют на кожу
- способствует обильному притоку крови к больному месту
- оказывает противовоспалительное действие
- обладает микромассажным эффектом
- нейтрализует электрические заряды
- сохраняет тепло
- предназначен для умеренного согревающего и микромассажного воздействия

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника в начальных стадиях (радикулиты, миозиты, невралгии и прочее)
- профилактика осложнений
- работа в условиях низких температур



Корсет корригирующий поясничный мягкой фиксации

tom - 1115

Для похудения

Особенности:

- высота 21 см
- материал: аэроперен
- удерживает тепло в абдоминальной области и способствует потоотделению
- способствует уменьшению объема талии и живота

Показания:

- коррекция объемов талии и живота



Груднопоясничные корсеты-реклинаторы

КК - 01

Особенности:

- 2 моделируемых металлических съемных ребра жесткости
- 2 пластиковых коротких боковых ребра
- нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине лямки (см. фото)
- мягкие накладки на корректирующих лямках
- нерастяжимая спинка
- воздухопроницаемые материалы с высоким содержанием хлопка
- предназначен для фиксации и стабилизации грудно-поясничного отдела позвоночника
- обладает реклинирующим эффектом

Показания:


- нарушения осанки по кифотическому и сколиотическому типу
- дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника
- болезнь Шейрмана-Мау
- болезнь Кальве
- период реабилитации после травм и операций
- остеопороз



ecoten

КК - 01				
ВАЖНО!!! Размер (длина) изделия НЕ зависит от вашего роста. Необходимо измерить длину спины.				
длина спины*	размер**			
	45-48 см	S0	M0	L0
49-52 см	S	M	L	XL
53-56 см	S1	M1	L1	XL1
	66-76	74-86	84-96	92-110
	66-76	74-86	84-96	92-110

* Длина спины — от седьмого шейного позвонка до основания крестца
 ** Размер — сумма двух измерений (окружность талии и окружность бедер) деленная на два



Груднопоясничные корсеты-реклинаторы

КК - 02

С дополнительной стяжкой

Особенности:

- 2 моделируемых металлических съемных ребра жесткости
- 2 пластиковых коротких боковых ребра
- двойная дополнительная стяжка на талии
- нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине лямки (см. фото)
- мягкие накладки на корректирующих лямках
- нерастяжимая спинка
- воздухопроницаемые материалы с высоким содержанием хлопка
- предназначен для фиксации и стабилизации грудно-поясничного отдела позвоночника
- обладает реклинирующим эффектом

Показания:


- нарушения осанки по кифотическому и сколиотическому типу
- дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника
- болезнь Шейрмана-Мау
- болезнь Кальве
- период реабилитации после травм и операций
- остеопороз



ecoten

КК - 01				
ВАЖНО!!! Размер (длина) изделия НЕ зависит от вашего роста. Необходимо измерить длину спины.				
длина спины*	размер**			
	45-48 см	S0	M0	L0
49-52 см	S	M	L	XL
53-56 см	S1	M1	L1	XL1
	66-76	74-86	84-96	92-110
	66-76	74-86	84-96	92-110

* Длина спины — от седьмого шейного позвонка до основания крестца
 ** Размер — сумма двух измерений (окружность талии и окружность бедер) деленная на два



Регулируемые по длине корректирующие лямки
 При примерке всех моделей определяется необходимая длина плечевых корректирующих лямок

1. Определите необходимую длину корректирующих лямок



2. Подогните либо обрежьте лямки до необходимой длины



3. Закрепите на них фиксирующие трилистники



КК - 01Д (Детский)

КК - 01П (Подростковый)

Особенности:

- 2 моделируемых металлических съемных ребра жесткости
- 2 пластиковых коротких боковых ребра
- нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине лямки (см. фото)
- мягкие накладки на корректирующих лямках
- нерастяжимая спинка
- воздухопроницаемые материалы с высоким содержанием хлопка

Показания:

- нарушения осанки
- деформация позвоночника (кифозы, сколиозы 1-2 степени)
- болезни Шейрмана-Мау, Кальве
- смещение, нестабильность позвонков
- период реабилитации после травм и операций грудного отдела позвоночника
- межпозвоночные грыжи грудного отдела позвоночника



ecoten

КК - 01Д				
ВАЖНО!!! Размер (длина) изделия НЕ зависит от вашего роста. Необходимо измерить длину спины.				
размер**	0			
	окружность талии	47-59	57-69	57-69
длина спины*	34-35,5	36-37,5	38-40	38-40

*Длина спины - от седьмого шейного позвонка до основания крестца
 ** Размер - окружность талии

КК - 01П		
размер (см)*	XS	XS1
объем по талии	54-66	54-66
длина спины	49-52	53-56



КК - 02Д (Детский)

КК - 02П (Подростковый)

С дополнительной стяжкой

Особенности:

- 2 моделируемых металлических съемных ребра жесткости
- 2 пластиковых коротких боковых ребра
- двойная дополнительная стяжка на талии
- нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине лямки (см. фото)
- мягкие накладки на корректирующих лямках
- нерастяжимая спинка
- воздухопроницаемые материалы с высоким содержанием хлопка

Показания:

- нарушения осанки
- компрессионные переломы тел позвонков 1, 2 степени компрессии
- период реабилитации после сочетанных травм и операций позвоночника
- остеохондроз, спондилез
- грыжи межпозвоночных дисков
- деформация позвоночника (кифозы, сколиозы 1-2 степени)
- болезни Шейрмана-Мау, Кальве
- смещение, нестабильность позвонков



ecoten

КК - 02 (с дополнительной стяжкой)				
ВАЖНО!!! Размер (длина) изделия НЕ зависит от вашего роста. Необходимо измерить длину спины.				
размер**	0			
	окружность талии	47-59	57-69	57-69
длина спины*	34-35,5	36-37,5	38-40	38-40

*Длина спины - от седьмого шейного позвонка до основания крестца
 ** Размер - окружность талии

КК - 02П		
размер (см)*	XS	XS1
объем по талии	54-66	54-66
длина спины	49-52	53-56



Груднопоясничные корсеты-реклинаторы

tom - 1052

tom - 1052C

Корректор осанки усиленный для взрослых

Особенности:

- 2 моделируемых металлических съемных ребра жесткости
- 2 пластиковых коротких боковых ребра
- двойная дополнительная стяжка
- нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине лямки
- мягкие накладки на корректирующих лямках
- воздухопроницаемые влагоотводящие материалы с высоким содержанием хлопка
- предназначен для фиксации и стабилизации грудно-поясничного отдела позвоночника
- обладает реклинаторным эффектом

Показания:

- нарушения осанки по кифотическому и сколиотическому типу
- дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника
- болезнь Шейермана-Мау
- болезнь Кальве
- период реабилитации после травм и операций
- остеопороз

TOM-1042

Модульный функциональный корригирующий корсет. Корсет Комолкина

Корсет разработан совместно с сотрудниками клиники детской хирургии и ортопедии ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физиопульмонологии» Минздрава России. Клиника занимается хирургическим лечением патологии позвоночника, грудной клетки, инфекционными поражениями скелета

Особенности:

- корсет выполнен из эластичного материала, эргономичные наплечные ремни позволяют легко надевать изделие по принципу рюкзака
- нерастяжимые регулируемые по длине ремни с мягкими накладками в области плечевого пояса, регулируемые ремни в области бедер, под грудью, застежки Velcro надежно фиксируют корсет и препятствуют его смещению во всех направлениях
- каркасную функцию обеспечивают взаимозаменяемые металлические ребра жесткости: широкая моделируемая шина и два узких ребра. Это позволяет стабилизировать позвоночник в положении оптимальной коррекции.
- степень жесткости корсета можно менять с учетом структурных изменений позвоночника и оптимизировать на всех этапах реабилитации
- легкая конструкция позволяет не ограничивать движение рук и плечевого пояса
- передняя панель плотно прилегает к брюшной стенке и легко сгибается при наклоне, не вызывая ощущения дискомфорта
- правильно подогнанный корсет дает ощущение устойчивости и равновесия, снижая тем самым вероятность падения
- отличается малым весом, износостойкостью все текстильные детали корсета съемные, легко моются

Показания:

- нарушение осанки в сагиттальной плоскости
- деформации позвоночника в грудном и поясничном отделах (кифоз, лордоз).
- юношеские остеохондропатии позвоночника с болевым синдромом (например, болезнь Шейермана-Мау)
- болевой синдром при остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях грудного отдела позвоночника
- реабилитация после травм и операций в области грудного отдела позвоночника
- патологические переломы в грудном и/или пояснично-крестцовом отделах позвоночника в восстановительном периоде



двойная стяжка

XXXXL size
you!
Вы можете заказать увеличенные размеры

ttoman®

TOM – 1052, TOM – 1052C						
ВАЖНО!!! Размер (длина) изделия НЕ зависит от вашего роста. Необходимо измерить длину спины.						
	длина спины*	размер**				
	45-48 см	S0	M0	L0	XL0	
	49-52 см	S	M	L	XL	
	53-56 см	S1	M1	L1	XL1	
	66-76	74-86	84-96	92-110		
	66-76	74-86	84-96	92-110		

* Длина спины — от седьмого шейного позвонка до основания крестца
** Размер — сумма двух измерений (окружность талии и окружность бедер) деленная на два



ecoten®

TOM-1042						
ВАЖНО!!! Размер (длина) изделия НЕ зависит от вашего роста. Необходимо измерить длину спины.						
	размер	1	2	3	4	5
	спина (см)	28-31	32-35	36-40	41-44	45-49
* Измеряется длина спины от 7-ого шейного позвонка до основания крестца с учетом всех изгибов позвоночника. Подберите корсет по таблице.						



Груднопоясничные корсеты-реклинаторы

KK – 06

Корсет ортопедический (тренажер – корректор)

Тренажер-корректор предназначен для формирования стереотипа правильной осанки, снижения болевого синдрома при остеопорозе, для тренировки мышц спины и брюшного пресса

Особенности:

- эргономичные наплечные ремни позволяют легко надевать изделие по принципу рюкзака
- регулируемые ремни в области бедер позволяют надежно фиксировать корсет, а ремни под грудью предотвращают его смещение вверх
- металлическая шина и ребра жесткости легко моделируются с учетом индивидуальных особенностей пациента
- легкая конструкция позволяет не ограничивать движения рук и плечевого пояса
- передняя панель плотно прилегает к брюшной стенке и легко сгибается при наклоне, не вызывая дискомфорта
- правильно подогнанный корсет дает ощущение устойчивости и равновесия, снижая тем самым вероятность падения
- широкий размерный ряд позволяет подобрать модель для каждого пациента

Показания:

- остеопороз грудного и/или пояснично-крестцового отделов позвоночника
- компрессионные переломы позвонков грудного и верхнепоясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза
- профилактика переломов при остеопорозе в грудном и/или пояснично-крестцовом отделах позвоночника
- реабилитация после компрессионных переломов тел позвонков в грудном и поясничном отделах позвоночника
- юношеские остеохондропатии позвоночника с болевым синдромом (болезнь Шейермана-Мау)
- выраженные деформации позвоночника (кифозы, сколиозы, гиперлордозы) с хроническим болевым синдромом
- реабилитация после травм и операций в области грудного отдела позвоночника



ecoten®

KK – 06					
ВАЖНО!!! Размер (длина) изделия НЕ зависит от вашего роста. Необходимо измерить длину спины.					
	размер	S	M	L	XL
	спина (см)	44-49	50-55	56-61	62-67
* Измеряется длина спины от 7-ого шейного позвонка до основания крестца с учетом всех изгибов позвоночника. Подберите корсет по таблице.					



Корсеты ортопедические (реклинаторы)

KK – 772

Особенности:

- оптимально «сидится» по фигуре, не заметен под одеждой
- воздухопроницаемая влагоотводящая ткань в полосу с высоким содержанием хлопка
- предназначен для дополнительного воздействия на грудной отдел позвоночника при нарушениях осанки, умеренной фиксации и стабилизации

Показания:

- нарушения осанки по кифотическому и сколиотическому типу
- дегенеративно – дистрофические заболевания грудного отдела позвоночника (остеохондроз и прочее)
- период реабилитации после травм и операций
- формирование правильного мышечного стереотипа



ecoten®

KK – 772						
размер одежды	XXS	XS	S	M	L	XL
	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	50-52

*подбирается по размеру одежды



Корсеты ортопедические (реклинаторы)

КК – 04 Размер: XS-XL

КК – 04 УНИ Размер: XS-S, M-L

Особенности:

- 4 пластиковых ребра жесткости
- идеально «садится» по фигуре
- износостойчивый, влаго- и воздухопроницаемый материал
- предназначен для дополнительного воздействия на грудной отдел позвоночника при нарушениях осанки, умеренной фиксации и стабилизации

Показания:

- нарушения осанки по кифотическому и сколиотическому типу
- дегенеративно – дистрофические заболевания грудного отдела позвоночника (остеохондроз и прочее)
- период реабилитации после травм и операций
- формирование правильного мышечного стереотипа



ecoten™					
КК – 04					
размер (см)*	XS	S	M	L	XL
	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110
КК – 04 УНИ					
размер (см)*	XS-S	M-L	XL		
	65-82	83-105	100-110		

* измеряется окружность грудной клетки



КК – 05

Особенности:

- 2 пластиковых ребра жесткости
- идеально «садится» по фигуре, незаметен под одеждой
- износостойчивый, влаго- и воздухопроницаемый материал
- предназначен для дополнительного воздействия на грудной отдел позвоночника при нарушениях осанки, умеренной фиксации и стабилизации

Показания:

- нарушения осанки по кифотическому и сколиотическому типу
- дегенеративно – дистрофические заболевания грудного отдела позвоночника (остеохондроз и прочее)
- период реабилитации после травм и операций
- формирование правильного мышечного стереотипа



ecoten™			
КК – 05			
размер (см)*	S	M	L
	65-79	80-94	95-109

* измеряется окружность грудной клетки



Корсеты ортопедические (реклинаторы)

tom - 1051

Особенности:

- 2 пластиковых ребра жесткости
- легкий дышащий материал
- незаметен под одеждой
- предназначен для дополнительного воздействия на грудной отдел позвоночника при нарушениях осанки, умеренной фиксации и стабилизации

Показания:

- нарушения осанки по кифотическому и сколиотическому типу
- дегенеративно – дистрофические заболевания грудного отдела позвоночника (остеохондроз и прочее)
- период реабилитации после травм и операций
- формирование правильного мышечного стереотипа



ttoman®					
tom - 1051					
размер (см)*	XS	S	M	L	XL
	74-79	80-88	89-101	102-114	115-126

* измеряется обхват груди на уровне подмышечной впадины (см)



КК-10

Особенности:

- состоит из двух частей
- способствует разведению плечевого отдела
- дышащий материал
- незаметен под одеждой
- предназначен для дополнительного воздействия на грудной отдел позвоночника при нарушениях осанки, умеренной фиксации и стабилизации

Показания:

- нарушения осанки по кифотическому и сколиотическому типу
- дегенеративно – дистрофические заболевания грудного отдела позвоночника (остеохондроз и прочее)
- период реабилитации после травм и операций
- формирование правильного мышечного стереотипа



ecoten™			
КК-10			
размер (см)*	S	M	L
	70-85	85-100	100-115

* измеряется обхват груди на уровне подмышечных впадин (см)



Корсеты ортопедические (реклинаторы)

КК-10Д детский

Особенности:

- состоит из двух частей
- способствует разведению плечевого отдела
- дышащий материал
- незаметен под одеждой

Показания:

- различные формы нарушения осанки, крыловидные лопатки
- кифозы, сколиозы (1, 2 степени) грудного отдела позвоночника
- устранение, уменьшение болевого синдрома при остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях грудного отдела позвоночника
- формирование привыкания к правильной осанке без опасности развития мышечной гипотрофии
- разведение плеч
- нормализация мышечного тонуса



ecoten



КК-10Д				
размер (см)*	0	1	2	3
	52-58	58-62	62-66	66-72

* измеряется обхват груди на уровне подмышечных впадин (см)



КК-11

Особенности:

- идеально «садится» по фигуре, незаметен под одеждой
- легкий дышащий материал
- размер: универсальный

Показания:

- различные формы нарушения осанки
- кифозы, сколиозы
- болевой синдром верхнего отдела позвоночника
- остеохондроз
- нормализация мышечного тонуса



ttoman

КК-11	
размер	универсальный



Корсеты ортопедические (реклинаторы)

CR-D

Особенности:

- состоит из двух частей
- способствует разведению плечевого отдела
- дышащий материал сетчатый
- незаметен под одеждой

Показания:

- различные формы нарушения осанки, крыловидные лопатки
- кифозы, сколиозы (1, 2 степени) грудного отдела позвоночника
- устранение, уменьшение болевого синдрома при остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях грудного отдела позвоночника
- формирование привыкания к правильной осанке без опасности развития мышечной гипотрофии
- разведение плеч
- нормализация мышечного тонуса



ttoman



CR-D						
размер (см)*	1	2	3	4	5	6
		72-78	78-84	84-90	90-96	96-102

* измеряется обхват груди на уровне подмышечных впадин (см)



Бандажи послеоперационные абдоминальные


Рекомендации по подбору размеров

	размер	S	M	L	XL	XXL
	окружность талии, см	68-85	83-100	98-115	113-130	128-140

Цветовой код

бежевый ●

Материалы устойчивы к прорезанию локальных отверстий при стоме.



ПО – 125

ПО – 130

Размер: S, M, L, XL

Особенности:

- высота бандажа подбирается в зависимости от величины и расположения послеоперационных швов, роста пациента, назначения врача
- **ПО – 125:** высота 25 см, две утягивающие панели
- **ПО – 130:** высота 30 см, две утягивающие панели
- предназначены для поддержки передней брюшной стенки
- влаго- и воздухопроницаемая ткань с перфорацией с высоким содержанием хлопка, устойчивая к прорезанию отверстий для стомы
- пластиковые «антискручивающие» ребра
- хлопковая панель на абдоминальную область раневой поверхности
- идеально «салятся» по фигуре, незаметны под одеждой

Показания:

- период реабилитации после операций на органах брюшной полости
- профилактика возникновения послеоперационных грыж
- слабость передней брюшной стенки

ПО – 125



ПО – 130



ПО – 20

ПО – 20/1 (дополнительная стяжка)

Особенности:

- высота 20 см
- влаго- и воздухопроницаемая ткань с перфорацией с высоким содержанием хлопка, устойчивая к прорезанию отверстий для стомы
- пластиковые «антискручивающие» ребра
- хлопковая панель на абдоминальную область раневой поверхности
- идеально «салятся» по фигуре, незаметны под одеждой
- предназначены для поддержки передней брюшной стенки

Показания:

- период реабилитации после операций на органах брюшной полости
- профилактика возникновения послеоперационных грыж
- слабость передней брюшной стенки

ПО – 20



ПО – 20/1



ПО – 25 ткань с перфорацией

ПО – 25P (двойная утягивающая панель)

ПО – 25P/2 (двойная утягивающая панель)

ткань в полосу

Особенности:

- высота 23 - 25 см
- влаго- и воздухопроницаемая ткань с высоким содержанием хлопка, устойчивая к прорезанию отверстий для стомы
- пластиковые «антискручивающие» ребра
- хлопковая панель на область раневой поверхности
- идеально «салятся» по фигуре, незаметны под одеждой
- предназначены для поддержки передней брюшной стенки

Показания:

- период реабилитации после операций на органах брюшной полости
- профилактика возникновения послеоперационных грыж
- слабость передней брюшной стенки

ПО – 25



ПО – 25P



ПО – 25P/2



ПО – 25P УНИ



ПО-25P УНИ

размер для ПО-25P УНИ (см)*	S - M	L - XL
	68-100	98-130

* измеряется объем по талии



Бандажи послеоперационные абдоминальные


Рекомендации по подбору размеров

	размер	S	M	L	XL	XXL
	окружность талии, см	68-85	83-100	98-115	113-130	128-140

Цветовой код

бежевый ●

Материалы устойчивы к прорезанию локальных отверстий при стоме.



ПО – 25СТ

Особенности:

- изготовлен из эластичного дышащего материала
- разъемная конструкция
- комплектуется «кармашком» для калоприемника
- высота бандажа 25 см
- диаметр отверстия 85 мм
- предназначены для поддержки передней брюшной стенки

Показания:

- период реабилитации после операций на органах брюшной полости
- профилактика возникновения послеоперационных грыж
- слабость передней брюшной стенки



Комплектуется двумя съёмными карманами

ttoman®

ПО-25СТ						
размер (см)*	S	M	L	XL	XXL	
	65-85	83-100	98-115	113-130	128-140	

* измеряется объем по талии



ПО – 26

Особенности:

- двойная утягивающая панель
- универсальный размер до 120 см
- влаго- и воздухопроницаемый материал velcro free
- идеально «садится» по фигуре, не заметен под одеждой
- цвет бежевый, черный
- предназначены для поддержки передней брюшной стенки

Показания:

- период реабилитации после операций на органах брюшной полости
- профилактика возникновения послеоперационных грыж
- слабость передней брюшной стенки



ecoten®

ПО-26	
окружность талии, см	до 120 см



Бандажи послеоперационные абдоминальные

Рекомендации по подбору размеров						
	размер	S	M	L	XL	XXL
	окружность талии, см	68-85	83-100	98-115	113-130	128-140

Цветовой код
бежевый ●



ПО – 30 (тройная утягивающая панель) ПО – 30P (двойная утягивающая панель)

Особенности:

- высота 30 см
- влаго- и воздухопроницаемый материал с высоким содержанием хлопка, устойчивый к прорезанию отверстий для стомы
- пластиковые «антискручивающие» ребра
- хлопковая панель на область раневой поверхности
- идеально «салятся» по фигуре, незаметны под одеждой
- предназначены для поддержки передней брюшной стенки

Показания:

- период реабилитации после операций на органах брюшной полости
- профилактика возникновения послеоперационных грыж
- слабость передней брюшной стенки



XXXXL
you size
Вы можете заказать увеличенные размеры



РА – 25 РА – 30

Особенности:

- РА – 25: высота-25 см, двойная утягивающая панель (10 см и 15 см)
- РА – 30: высота-30 см, двойная утягивающая панель (15 см и 15 см)
- воздухопроницаемая влагоотводящая ткань в полоску с высоким содержанием хлопка
- «антискручивающие» пластиковые ребра
- хлопковая панель на область раневой поверхности
- идеально «салятся» по фигуре, незаметны под одеждой
- предназначены для поддержки передней брюшной стенки

Показания:

- период реабилитации после операций на органах брюшной полости
- профилактика возникновения послеоперационных грыж
- слабость передней брюшной стенки



РА – 25, РА – 30						
размер	S	M	L	XL	XXL	
(см)*	68-85	83-100	98-115	113-130	128-140	

* измеряется по талии



Бандажи послеоперационные

Lux S – 7 Бандаж компрессионный

Особенности:

- мягкая эластичная кружевная ткань
- двухрядная застежка на крючках для индивидуального регулирования
- 8 пружинных ребер
- оптимальная компрессия

Показания:

- период реабилитации после операций в области передней брюшной стенки
- послеродовой период
- слабость брюшной стенки и расхождение мышц живота
- профилактика образования послеоперационных грыж
- применение в комплексных программах по коррекции фигуры



Lux S – 7						
размер	S	M	L	XL	XXL	
(см)*	66-80	80-90	90-100	100-110	110-120	

* измеряется по талии



Lux S – 8 Бандаж компрессионный

Особенности:

- эластичная ткань способствует восстановлению фигуры после родов
- широкие удобные лямки, регулируемые по высоте
- вставка в области живота для усиления утягивающего эффекта
- растягивающаяся ластовица

Показания:

- период реабилитации после операций в области передней брюшной стенки
- период реабилитации после кесарева сечения, липосакции и других операций в области передней брюшной стенки
- можно использовать как утягивающее белье для коррекции фигуры



Lux S – 8						
размер	1	2	3	4	5	6
(см)*	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122	123-127

* измеряется по талии



Бандажи послеоперационные торакальные

ПО – К1

Особенности:

- мужской
- воздухо- и влагопроницаемый материал
- «антискручивающие» ребра
- анатомическая форма
- дополнительная фиксирующая лямка на груди
- регулируемые по длине лямки

Показания:

- период реабилитации после операций на грудной клетке
- снижение риска разрыва шовных лигатур
- ограничение экскурсии грудной клетки при переломе ребер



ПО – К1				
размер (см)*	S	M	L	XL
	55-75	70-95	90-115	110-135

* измеряется обхват груди на уровне подмышечных впадин (см)



ПО – К3

Особенности:

- мужской
- воздухо- и влагопроницаемый материал
- «антискручивающие» ребра
- анатомическая форма
- съемные регулируемые по длине лямки

Показания:

- период реабилитации после операций на грудной клетке
- снижение риска разрыва шовных лигатур
- ограничение экскурсии грудной клетки при переломе ребер



ПО – К3					
размер (см)*	S	M	L	XL	XXL
	60 - 80	80 - 100	100 - 120	120 - 140	140 - 160

* измеряется обхват груди на уровне подмышечных впадин (см)



ПО – К4

Особенности:

- женский
- воздухо- и влагопроницаемый материал
- «антискручивающие» вставки
- анатомическая форма

Показания:

- период реабилитации после операций на грудной клетке
- снижение риска разрыва шовных лигатур
- ограничение экскурсии грудной клетки при переломе ребер



ПО-К4						
размер (см)*	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	75 - 85	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135

* измеряется обхват груди на уровне подмышечных впадин (см)



Бандажи грыжевые пупочные

ГП – 001

для детей до 3 лет

Особенности:

- влаго- и воздухопроницаемый материал с высоким содержанием хлопка
- надевать на нижнее белье

Показания:

- консервативное лечение пупочных грыж у детей до 3 лет
- профилактика выпадения и ущемления грыжевого мешка



ГП – 20


ГП – 25

Особенности:

- высота 20 и 25 см, для взрослых
- воздухопроницаемая влагоотводящая ткань в полоску с высоким содержанием хлопка
- пластиковые антискручивающие ребра
- хлопковая поддерживающая панель
- съемный перемещаемый аппликатор (пелот) из хлопковой ткани
- дополнительная стяжка

Показания:

- удержание грыжевого мешка, пупочных, окологрыжевых грыжах и грыжах белой линии живота
- профилактика образования, выпадения грыжи при физических нагрузках
- профилактика рецидивов грыж в послеоперационном периоде



* измеряется по талии




tom - 1031

Особенности:

- высота 20 и 25 см, для взрослых
- влаго- и воздухопроницаемый материал
- пластиковые антискручивающие ребра
- хлопковая поддерживающая панель
- съемный перемещаемый аппликатор (пелот) из хлопковой ткани
- дополнительная стяжка

Показания:

- удержание грыжевого мешка при послеоперационных, пупочных, окологрыжевых грыжах и грыжах белой линии живота
- профилактика образования, выпадения грыжи при физических нагрузках
- профилактика рецидивов грыж в послеоперационном периоде



* измеряется по талии



Бандажи грыжевые паховые

ГПП – 443

ГПП – 443Н (дополнительная стяжка)

Особенности:

- влаго- и воздухопроницаемый материал
- 2 съемных двойных пелота в кармашках
- открытая конструкция
- регулируемые мягкие лямки

Показания:

- вправляемые одно- и двусторонние паховые грыжи
- профилактика ущемлений и рецидивов паховых грыж
- после операций грыжесечения
- при физических нагрузках (не является медицинским показанием)



ecoten					
ГПП – 443					
размер (см)*	S	M	L	XL	XXL
	64-82	82-90	88-100	98-112	110-128

* измеряется обхват бедер



ГПП – 444

Особенности:

- хлопковая ткань с эластаном
- эластичные стяжки для регулирования степени прилегания пелотов
- два съемных двойных пелота в кармашках

Показания:

- вправляемые одно- и двусторонние паховые грыжи
- профилактика ущемлений и рецидивов паховых грыж
- после операций грыжесечения
- при физических нагрузках (не является медицинским показанием)



ecoten							
ГПП – 444							
размер (см)*	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112

* измеряется обхват бедер



HS – 01


«Hernia»

Особенности:

- бандаж изготовлен из воздухопроницаемого материала с высоким содержанием хлопка и бамбуковых волокон
- удерживающие пелоты
- при односторонней грыже второй пелот можно не использовать

Показания:

- вправляемые одно- и двусторонние паховые грыжи
- профилактика ущемлений и рецидивов паховых грыж
- после операций грыжесечения
- при физических нагрузках (не является медицинским показанием)



Htoman		
HS – 01		
размер	M	L
обхват бедер (см)*	до 120	более 110

* измеряется обхват бедер



Бандаж послеоперационный при опущении внутренних органов

ОВО – 21

Особенности:

- высота 21 см
- воздухопроницаемая влагоотводящая ткань с перфорацией с высоким содержанием хлопка
- дополнительная двойная стяжка
- 2 пластиковых ребра жесткости
- предназначен для увеличения внутрибрюшного давления

Показания:

- опущение внутренних органов
- профилактика опущения внутренних органов при физических нагрузках



ecoten				
ОВО – 21				
размер (см)*	S	M	L	XL
	68-85	83-100	98-115	113-130

* измеряется по талии



Бандажи дородовые

Lux S – 5

Особенности:

- мягкая эластичная «дышащая» ткань
- широкий пояс для поддержки живота
- застежка «Велкро» для индивидуального регулирования

Показания:

- обеспечение нормального положения плода и оптимальных условий для его развития
- предотвращение образования растяжек и ослабления брюшной стенки
- уменьшение нагрузки на поясничный отдел позвоночника



ecoten				
Lux S – 5				
размер (см)*	S	M	L	XL
	72-87	85-100	98-115	115-132

* измеряется окружность под животом



Бандажи дородовые

ДР – 01

Особенности:

- высота 15 см
- воздухо- и влагопроницаемая ткань
- хлопковые панели под живот
- дополнительные поддерживающие стяжки
- 2 пластиковых ребра
- идеально «садится» по фигуре, незаметен под одеждой и обеспечивает оптимальную степень поддержки
- предназначен для поддержки передней брюшной стенки в период беременности

Показания:

- беременность сроком от 6 мес, на более ранних сроках по рекомендации врача.
- слабость передней брюшной стенки
- дегенеративно-дистрофические заболевания пояснично-крестцового отдела
- в период беременности
- профилактика образования растяжек



tom - 1021

Особенности:

- высота 15 см
- воздухо- и влагопроницаемая ткань
- хлопковые панели под живот
- дополнительные поддерживающие стяжки
- 2 пластиковых ребра
- идеально «садится» по фигуре, незаметен под одеждой и обеспечивает оптимальную степень поддержки
- предназначен для поддержки передней брюшной стенки в период беременности

Показания:

- беременность сроком от 6 мес, на более ранних сроках по рекомендации врача.
- слабость передней брюшной стенки
- дегенеративно-дистрофические заболевания пояснично-крестцового отдела
- в период беременности
- профилактика образования растяжек



ДР – 02

Особенности:

- высота 15 см
- съемный аппликатор (пелот)
- воздухо- и влагопроницаемая ткань
- хлопковые панели под живот
- дополнительные поддерживающие стяжки
- 2 пластиковых ребра
- идеально «садится» по фигуре, незаметен под одеждой и обеспечивает оптимальную степень поддержки
- предназначен для поддержки передней брюшной стенки в период беременности

Показания:

- беременность сроком от 6 мес, на более ранних сроках по рекомендации врача.
- слабость передней брюшной стенки
- дегенеративно-дистрофические заболевания пояснично-крестцового отдела
- в период беременности
- профилактика образования растяжек



Бандажи дородовые

ДР – 03


высокий

Особенности:

- высота 25 см
- воздухо- и влагопроницаемая ткань
- хлопковые панели под живот
- дополнительные поддерживающие стяжки
- 2 ребра жесткости
- идеально «садится» по фигуре, незаметен под одеждой и обеспечивает оптимальную степень поддержки
- предназначен для поддержки передней брюшной стенки в период беременности

Показания:

- беременность сроком от 6 мес, на более ранних сроках по рекомендации врача.
- слабость передней брюшной стенки
- дегенеративно-дистрофические заболевания пояснично-крестцового отдела
- в период беременности
- профилактика образования растяжек



Бандажи послеродовые

ПР – 20

Особенности:

- высота 20 см
- воздухо- и влагопроницаемый материал
- хлопковая панель в области живота
- 2 пластиковых ребра
- съемная дополнительная стяжка

Показания:

- эластичная поддержка мышц живота в послеродовой период
- после операций Кесарева сечения (совмещение с функциями послеоперационного бандажа на поздних реабилитационных сроках)
- стабилизация положения внутренних органов
- восстановления нормального тонуса мышц живота после родов



Бандажи при опущении внутренних органов

ОВО – 445

Особенности:

- эластичная ткань с высоким содержанием хлопка
- отстегивающаяся ластовица с пелотом
- плотный пелот в кармашке в нижней части живота
- съемная поддерживающая часть на крючках

Показания:

- опущение и выпадение органов малого таза
- после операций на органах малого таза
- реабилитационный период после кесарева сечения



Бандажи послеоперационные

ПО – 446

Особенности:

- эластичная ткань с высоким содержанием хлопка
- поддерживающая часть на крючках
- отстегивающаяся ластовица
- нерастяжимая вставка из хлопчатобумажной ткани на животе
- антисक्रучивающие ребра

Показания:

- послеродовой период
- период реабилитации после кесарева сечения



ecoten®

ПО – 446								
размер (см)*	0	1	2	3	4	5	6	7
обхват бедер (см)*	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122	123-127

* измеряется обхват бедер



ФПС – 01

(Повязка Дезо)

Особенности:

- универсальный, подходит для левой и правой руки
- плотный износостойчивый воздухопроницаемый материал
- регулируемые по длине ляжки
- обеспечивает фиксацию верхней конечности в физиологически выгодном положении

Показания:

- период реабилитации после травм и операций плеча, ключицы, лопатки.
- перелом шейки плеча, акромиально-ключичного сочленения
- вывихи, подвывихи плеча
- повреждения мышечно-связочного аппарата плечевого, локтевого сустава
- плече-лопаточный периартрит в период обострения
- параличи и парезы верхних конечностей



ecoten®

ФПС – 01				
размер (см)*	XS детский	S	M	L
	до 75	до 95	до 115	более 115

* измеряется окружность грудной клетки с прижатой рукой



Бандажи компрессионные фиксирующие на плечевой сустав

ФПС – 01С

(Повязка Дезо)

Особенности:

- ляжки не регулируются
- универсальный, подходит для левой и правой руки
- плотный износостойчивый воздухопроницаемый материал
- регулируемые по длине ляжки
- обеспечивает фиксацию верхней конечности в физиологически выгодном положении

Показания:

- период реабилитации после травм и операций плеча, ключицы, лопатки.
- перелом шейки плеча, акромиально-ключичного сочленения
- вывихи, подвывихи плеча
- повреждения мышечно-связочного аппарата плечевого, локтевого сустава
- плече-лопаточный периартрит в период обострения
- параличи и парезы верхних конечностей



ecoten®

ФПС – 01С			
размер (см)*	S	M	L
	до 100	до 120	до 145

* измеряется окружность грудной клетки с прижатой рукой



ФПС – 02

Особенности:

- универсальный, подходит для левой и правой руки
- воздухопроницаемый износостойчивый аэропрен
- фиксация на липучке «Велкро»
- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации капсульно-связочного аппарата

Показания:

- период реабилитации после травм и операций плечевого сустава
- ушибы мягких тканей области плечевого сустава
- профилактика привычных вывихов плеча
- артрозы плечевого сустава
- профилактика повреждений при занятиях спортом



ecoten®

ФПС – 02		
размер (см)*	M	L
	до 110	более 110

* измеряется окружность грудной клетки с прижатой рукой



Бандажи компрессионные фиксирующие на плечевой сустав

ФПС – 03

С дополнительной фиксацией

Особенности:

- дополнительная лента для фиксации руки под грудью
- воздухопроницаемый износоустойчивый аэропрен
- фиксация на липучке «Велкро»
- универсальный, подходит для левой и правой руки
- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации капсульно-связочного аппарата

Показания:

- период реабилитации после травм и операций плечевого сустава
- ушибы мягких тканей области плечевого сустава
- профилактика привычных вывихов плеча
- артрозы плечевого сустава
- профилактика повреждений при занятиях спортом



ФПС – 04

Косынка

Особенности:

- мягкая манжета на плечевом ремне
- регулируемая длина ремня
- универсальный, подходит для левой и правой руки
- петелька для большого пальца руки для более комфортного использования косынки

Показания:

- повреждение капсульно-связочного аппарата плечевого, локтевого сустава, акромиально-ключичного сочленения
- период реабилитации после травм и операций на верхней конечности
- фиксация гипсовой повязки



Бандажи компрессионные фиксирующие на плечевой сустав

ФПС – 05

Жесткий

Особенности:

- ортез универсальный (для правой и левой руки), при необходимости муфту необходимо вывернуть на другую сторону
- конструкция плотно фиксирует руку к туловищу, обездвиживает конечность в плечевом и локтевом суставах и позволяет добиться их полной иммобилизации
- не создает давление и дискомфорт в области надплечий
- фиксация плечевого сустава осуществляется в положении небольшого отведения благодаря специальной подушке-валику
- подушка-валик под плечо имеет съемный чехол
- даже во время сна ваше плечо надежно зафиксировано
- цвет: черный
- обеспечивает фиксацию верхней конечности в физиологически выгодном положении

Показания:

- период реабилитации после травм и операций плеча, ключицы, лопатки.
- перелом шейки плеча, акромиально-ключичного сочленения
- вывихи, подвывихи плеча
- повреждения мышечно-связочного аппарата плечевого, локтевого сустава
- плече-лопаточный периартрит в период обострения
- параличи и парезы верхних конечностей



ФПС – 06

С абдукционной подушкой

Особенности:

- бандаж обеспечивает среднюю степень фиксации верхней конечности относительно тела под углом 45 градусов
- использование изделия позволяет пациенту снизить нагрузку на плечевой сустав, уменьшить болевые ощущения в плече, ускорить восстановление
- универсальный, подходит для левой и правой руки
- цвет: серый
- предназначен для фиксации верхней конечности в положении абдукции.

Показания:

- период реабилитации после травм и операций ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки.
- ушибы, вывихи плеча, частичные повреждения связок плечевого сустава и акромиально-ключичного сочленения.



Бандажи компрессионные фиксирующие на плечевой сустав

SB – 02

Косынка

Особенности:

- мягкая манжета на плечевом ремне
- регулируемая длина ремня
- универсальный, подходит для левой и правой руки
- петелька для большого пальца руки для более комфортного использования косынки
- воздухо- и влагопроницаемая сетчатая ткань

Показания:

- повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого, локтевого сустава, акромиально-ключичного сочленения
- период реабилитации после травм и операций на верхней конечности
- фиксация гипсовой повязки



SB – 02						
размер (см)*	XXS**	XS**	S	M	L	XL
	до 26	26-29	29-32	32-35	35-38	>38

* измеряется длина предплечья от локтя до середины среднего пальца



SB – 02

Косынка детская

Особенности:

- мягкая манжета на плечевом ремне
- регулируемая длина ремня
- универсальный, подходит для левой и правой руки
- петелька для большого пальца руки для более комфортного использования косынки
- воздухо- и влагопроницаемая сетчатая ткань

Показания:

- повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого, локтевого сустава, акромиально-ключичного сочленения
- период реабилитации после травм и операций на верхней конечности
- фиксация гипсовой повязки



SB – 02	
размер (см)*	XXXS
	< 20см

* измеряется длина предплечья от локтя до середины среднего пальца



Бандажи компрессионные фиксирующие на плечевой сустав

SB – 03

Косынка с дополнительной фиксацией

Особенности:

- лента для фиксации к туловищу
- воздухо- и влагопроницаемая сетчатая ткань
- мягкая манжета на плечевом ремне
- регулируемая длина ремня
- универсальный, подходит для левой и правой руки
- петелька для большого пальца руки для более комфортного использования косынки

Показания:

- повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого, локтевого сустава, акромиально-ключичного сочленения
- период реабилитации после травм и операций на верхней конечности
- фиксация гипсовой повязки



SB – 03				
размер (см)*	S	M	L	XL
	29-32	32-35	35-38	>38

* измеряется длина предплечья от локтя до основания мизинца



Бандаж на тазобедренный сустав

КУ – 001

Перинка Фрейка

Особенности:

- регулируемые по длине лямки с мягкими манжетами на плечах
- «спинка» для надежной фиксации
- в местах контакта с телом ребенка — мягкие хлопковые прокладки
- влаго- и воздухопроницаемый легко моющийся материал

Показания:

- дисплазия тазобедренных суставов различной степени
- врожденный вывих бедра
- подвывих бедра



КУ – 001								
размер (см)*	0	1	2	3	4	5	6	
	17	18	19	20	21	22	23	

* измеряется расстояние между подколенными ямками в положении отведения в тазобедренных суставах



Бандаж компрессионный фиксирующий на тазобедренный сустав

КУ – 120

Особенности:

- вдоль оси бедра располагаются пружинные ребра жесткости
- бандаж может быть и правым и левым, для правой и левой ноги соответственно
- рекомендован на рост от 160 см
- бандаж обеспечивает поддержку, снимает нагрузку с мышц тазобедренного сустава, надежно защищает его, способствует уменьшению отеков за счет мягкой компрессии

Показания:

- различные травмы, вывихи, ушибы и нестабильности тазобедренного сустава
- дегенеративно-дистрофические
- изменения в тазобедренном суставе
- повреждение мышечно-связочного аппарата, в том числе при спортивной травме
- фиксация и реабилитация после различных операций на тазобедренном суставе



Бандажи компрессионные фиксирующие на локтевой сустав

ES – E01

Особенности:

- воздухо- и влагопроницаемый эластичный материал
- особая технология вязки разных частей изделия

Показания:

- физические нагрузки и занятия спортом
- период реабилитации после травм и операций локтевого сустава
- дегенеративно-дистрофические заболевания локтевого сустава в период обострения



ES – E02

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации локтевого сустава
- особая технология вязания различных частей изделия обеспечивает комфортное ношение
- 2 рельефные силиконовые вставки массируют локтевой сустав
- компрессионные свойства изделия уменьшают болевой синдром и натяжение сухожилий
- воздухо- и влагопроницаемый материал
- стильный дизайн

Показания:

- эпикондилиты: латеральный и медиальный (локоть «теннисиста»)
- хронический посттравматический или послеоперационный периартрит
- отёк локтевого сустава при артрите или артрозе -синовит
- вывих локтевого сустава
- артроз локтевого сустава



Бандажи компрессионные фиксирующие на коленный сустав

KS – T01

Тугор

Особенности:

- предназначен для иммобилизации коленного сустава
- 6 металлических моделируемых ребер для размеров M, L
- 4 металлических моделируемых ребра для размера XXS
- материал: аэропрен
- универсальная регулировка по окружности бедра

Показания:

- повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава, разрывы связок
- период реабилитации после травм и операций коленного сустава
- может выступать альтернативой гипсовой повязки, а также в качестве транспортной шины.



ttoman®

KS – T01			
размер	XXS	M	L
высота	42 см	50 см	60 см
окружность бедра	универсальная регулировка		



KS – T03

Орtez коленный с выдвжными шинами

Особенности:

- универсальный размер
- сгибание можно ограничить: от 0° до 120° разгибание можно ограничить: от 0° до 90°
- полная иммобилизация от 0° до 30°
- телескопические металлические шины регулируют высоту ортеза
- фиксатор для иммобилизации
- съемные манжеты из полиуритана с хлопковым покрытием внутри
- ремни с застежкой velcro
- полностью разборная конструкция позволяет разбирать ортез для удобства надевания и подгонки под индивидуальные особенности пациента
- ортез можно применять как на левую так и на правую ногу

Показания:

- иммобилизация коленного сустава после травм и в послеоперационном периоде
- стабилизация коленного сустава после травм, в том числе спортивные травмы
- контроль подвижности сустава на всех этапах реабилитации
- повреждение коллатеральных и/или крестообразных связок или пластика этих связок



ttoman®

KS – T03	
размер	универсальный



Подбор размера для бандажей на коленный сустав

5-7 см	• измеряется окружность бедра на 5-7 см выше коленной чашечки
--------	---

KS – RP

Разъемный с шарнирами

Особенности:

- обеспечивает жесткую фиксацию и стабилизацию коленного сустава с сохранением объёма движений
- полицентрические шарниры
- разъем сзади
- материал: аэропрен
- силиконовое пателлярное кольцо

Показания:

- период реабилитации после травм и операций на коленном суставе
- повреждения менисков
- разрывы боковых и крестообразных связок
- нестабильность коленного сустава
- дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава



ttoman®

размер (см)*	XS	S	M	L	XL
окружность бедра	32-38	36-42	40-46	44-50	48-54



Бандажи компрессионные фиксирующие на коленный сустав

Подбор размера для бандажей на коленный сустав

5-7 см	• измеряется окружность бедра на 5-7 см выше коленной чашечки
--------	---

KS – RPA

С регулятором угла сгибания

Особенности:

- обеспечивает жесткую фиксацию и стабилизацию коленного сустава с сохранением объёма движений
- полицентрические регулируемые шарниры (0 - 110°)
- разъем сзади
- материал: аэропрен
- силиконовое пателлярное кольцо

Показания:

- период реабилитации после травм и операций на коленном суставе
- повреждения менисков
- разрывы боковых и крестообразных связок
- нестабильность коленного сустава
- дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава



ttoman®

размер (см)*	XS	S	M	L	XL
окружность бедра	32-38	36-42	40-46	44-50	48-54



KS – 050

Разъемный с полицентрическими шарнирами

Особенности:

- обеспечивает жесткую фиксацию и стабилизацию коленного сустава с сохранением объёма движений
- ks-050: съемные полицентрические шарниры
- ks-055: полицентрические шарниры
- материал: аэропрен
- разъем спереди

Показания:

- период реабилитации после травм и операций на коленном суставе
- повреждения менисков
- разрывы боковых и крестообразных связок
- нестабильность коленного сустава
- дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава



ttoman®

размер (см)*	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
окружность бедра	36-42	40-46	44-50	48-54	52-60	62-70	68-78



KS – 051

Разъемный

Особенности:

- 2 пружинных ребра жесткости
- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации коленного сустава
- разъемный
- бандаж на коленный сустав с отверстием
- бандаж хорошо «садится», удобен при носке
- цвет: синий

Показания:

- повреждения капсульно-связочного аппарата колена
- дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава (артрозы, артрозо-артриты)
- период реабилитации после травм и операций на коленном суставе
- нестабильность коленного сустава
- физические нагрузки и занятия спортом



ttoman®

KS – 051		
размер (см)*	S-M	M-XL
	35-45	45-55



Бандажи компрессионные фиксирующие на коленный сустав

Подбор размера для бандажей на коленный сустав	
	• измеряется окружность бедра на 5-7 см выше коленной чашечки

KS – 052

Неразъемный со спиральными ребрами

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации коленного сустава
- 4 боковых спиральных ребра жесткости
- материал: аэропрен
- неразъемный
- силиконовое патellarное кольцо
- дополнительная регулировка по ширине в верхней части изделия

Показания:

- повреждения капсульно-связочного аппарата колена
- дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава (артрозы, артрозо-артриты)
- период реабилитации после травм и операций на коленном суставе
- нестабильность коленного сустава
- физические нагрузки и занятия спортом



KS – 053

Универсальный разъемный

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации коленного сустава
- 4 спиральных ребра жесткости
- материал: аэропрен
- поддерживающее патellarное кольцо
- универсальный размер
- обхват от 38 см до 60 см

Показания:

- повреждения капсульно-связочного аппарата колена
- дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава (артрозы, артрозо-артриты)
- период реабилитации после травм и операций на коленном суставе
- нестабильность коленного сустава
- физические нагрузки и занятия спортом



Бандажи компрессионные фиксирующие на коленный сустав

Подбор размера для бандажей на коленный сустав	
	• измеряется окружность бедра на 5-7 см выше коленной чашечки

KS – E

Особенности:

- предназначен для легкой фиксации и стабилизации коленного сустава
- особая технология вязки разных частей изделия
- воздухо- и влагопроницаемый эластичный материал

Показания:

- легкие повреждения капсульно-связочного аппарата колена (ушибы, повреждения связок)
- дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава (артрозы, артрозо-артриты)
- физические нагрузки и занятия спортом



KS – E02

Особенности:

- предназначен для легкой фиксации и стабилизации коленного сустава
- особая технология вязки разных частей изделия
- 2 спиральных боковых ребра
- специальная вязка для оптимальной посадки
- на колено (плотная вязка — под коленом, разряженная вязка — на коленной чашечке, ячеистая вязка — на основной части изделия)
- воздухо- и влагопроницаемый эластичный материал

Показания:

- легкие повреждения капсульно-связочного аппарата колена (ушибы, повреждения связок)
- дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава (артрозы, артрозо-артриты, бурситы)
- физические нагрузки и занятия спортом



Бандажи компрессионные фиксирующие на коленный сустав

Подбор размера для бандажей на коленный сустав



- измеряется окружность бедра на 5-7 см выше коленной чашечки

KS – E03

KS – E03 K Детский

Особенности:

- предназначен для легкой фиксации и стабилизации коленного сустава
- 2 спиральных боковых ребра
- силиконовое пателлярное кольцо
- воздухо- и влагопроницаемый эластичный материал

Показания:

- легкие повреждения капсульно-связочного аппарата колена (ушибы, повреждения связок)
- дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава (артрозы, артрозо-артриты, бурситы)
- физические нагрузки и занятия спортом
- профилактика вывиха надколенника
- болезнь Осгуда-Шлаттера



KS – E03						
размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(см)*	30-36	36-41	41-46	46-51	51-56	56-61

KS – E03 K - детский		
размер	XXS	XS
(см)*	20-26 см	25-31 см



KS – E09

Особенности:

- высокоэластичная дышащая ткань
- силиконовое кольцо для стабилизации коленной чашечки
- особая технология бесшовной вязки равномерно распределяет давление
- не сковывает движение сустава в физиологическом объеме, не скользит, не деформируется, сохраняет свою форму во время эксплуатации

Показания:

- легкие травмы (ушибы/ растяжения) связок коленного сустава
- хроническое, послеоперационное и посттравматическое воспаление сухожилий
- профилактика вывиха надколенника при повышенных нагрузках на коленный сустав
- бурситы
- артроз коленного сустава
- артрит и остеоартрит
- профилактика травм во время занятий спортом




KS – E09						
размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(см)*	30-36	36-41	41-46	46-51	51-56	56-61



Бандажи компрессионные фиксирующие на коленный сустав

Подбор размера для бандажей на коленный сустав



- измеряется окружность бедра на 5-7 см выше коленной чашечки

ККС – Т2

Особенности:

- очень легкий и прочный
- содержит поверхностно — активные вещества которые благотворно влияют на кожу
- нейтрализует электрические заряды
- согревает и сохраняет тепло
- способствует обильному притоку крови к больному месту
- оказывает противовоспалительное действие
- обладает микромассажным эффектом

Показания:

- ревматизм, артриты, артрозы
- при переохлаждении



ККС – Т2		
размер (см)*	S-M	L-XL
	30-48	48-66

* измеряется по окружности над коленной чашечкой



Бандажи компрессионные фиксирующие на коленный сустав SAVOY

Подбор размера для бандажей на коленный сустав



• измеряется окружность бедра на 5-7 см выше коленной чашечки

SV – N0

Особенности:

- предназначен для легкой фиксации и стабилизации коленного сустава
- высокоэластичная дышащая ткань
- особая технология бесшовной вязки равномерно распределяет давление

Показания:

- лёгкие травмы (растяжения/ повреждения) связок коленного сустава
- хроническое, послеоперационное и посттравматическое воспаление сухожилий
- профилактика вывиха надколенника при повышенных нагрузках на коленный сустав
- бурситы
- артроз коленного сустава
- артрит и остеоартрит
- болезнь Осгуда – Шлаттера
- профилактика травм во время занятий спортом



SV – N0						
размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(см)*	30-36	36-41	41-46	46-51	51-56	56-61



SV – N1

Особенности:

- предназначен для легкой фиксации и стабилизации коленного сустава
- 2 пружинных ребра
- высокоэластичная дышащая ткань
- особая технология бесшовной вязки равномерно распределяет давление

Показания:

- лёгкие травмы (растяжения/ повреждения) связок коленного сустава
- хроническое, послеоперационное и посттравматическое воспаление сухожилий
- профилактика вывиха надколенника при повышенных нагрузках на коленный сустав
- бурситы
- артроз коленного сустава
- артрит и остеоартрит
- болезнь Осгуда – Шлаттера
- профилактика травм во время занятий спортом



SV – N1						
размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(см)*	30-36	36-41	41-46	46-51	51-56	56-61



Бандажи компрессионные фиксирующие на коленный сустав SAVOY

Подбор размера для бандажей на коленный сустав



• измеряется окружность бедра на 5-7 см выше коленной чашечки

SV – N2

Особенности:

- предназначен для легкой фиксации и стабилизации коленного сустава
- 2 пружинных ребра
- силиконовое кольцо для стабилизации коленной чашечки
- высокоэластичная дышащая ткань
- особая технология бесшовной вязки равномерно распределяет давление

Показания:

- лёгкие травмы (растяжения/ повреждения) связок коленного сустава
- хроническое, послеоперационное и посттравматическое воспаление сухожилий
- профилактика вывиха надколенника при повышенных нагрузках на коленный сустав
- бурситы
- артроз коленного сустава
- артрит и остеоартрит
- болезнь Осгуда – Шлаттера
- профилактика травм во время занятий спортом



SV – N2						
размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(см)*	30-36	36-41	41-46	46-51	51-56	56-61



Бандажи компрессионные фиксирующие на голеностопный сустав

AS - SB

Стоподержатель

Особенности:

- предназначен для фиксации стопы в физиологически выгодном положении
- фиксирует отвисающую стопу в нужном положении
- комплектуется накладкой с блокировочным крючком
- влаго- и воздухопроницаемый материал
- подходит для ношения на носок в свободной обуви

Показания:

- парезы и параличи стопы в следствие инсультов, опухолей, травм
- отвисающая стопа



AS - SD

Стоподержатель

Особенности:

- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации голеностопного сустава
- эффективная фиксация и удержание стопы в анатомически правильном положении
- обеспечение пассивного ограничения подошвенного сгибания стопы во время ходьбы
- поддержание стопы и пальцев в фазе переноса
- восстановление естественного рисунка ходьбы
- правый и левый

Показания:

- синдром «отвисающей стопы» (после инсультов, невритов, травм, опухолей спинного мозга)
- в качестве ночной шины
- хроническая нестабильность капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава при наличии противопоказаний к хирургическому лечению
- консервативное лечение разрывов и надрывов связок голеностопного сустава
- реабилитация после травм и операций



AS - ST

Со шнуровкой

Особенности:

- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации голеностопного сустава
- 4 съемных моделируемых металлических ребра жесткости
- регулировка на шнуровке
- подходит для ношения в свободной обуви
- воздухо- и влагопроницаемый материал

Показания:

- хроническая нестабильность голеностопного сустава
- повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава (надрывы и разрывы связок)
- период реабилитации после травм и операций



Бандажи компрессионные фиксирующие на голеностопный сустав

AS - ST/H

Со шнуровкой высокий

Особенности:

- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации голеностопного сустава
- разъемный сзади
- 4 съемных моделируемых металлических ребра жесткости
- воздухо- и влагопроницаемый материал

Показания:

- хроническая нестабильность голеностопного сустава
- повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава (надрывы и разрывы связок)
- период реабилитации после травм и операций



AS - ST/M

Со шнуровкой

Особенности:

- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации голеностопного сустава
- разъемный сзади
- 4 съемных моделируемых металлических ребра жесткости
- дополнительные фиксирующие стяжки
- воздухо- и влагопроницаемый материал

Показания:

- хроническая нестабильность голеностопного сустава
- повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава (надрывы и разрывы связок)
- период реабилитации после травм и операций



AS - E01


Эластичный

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации голеностопного сустава
- особая технология вязки разных частей изделия (плотная вязка, разреженная вязка, ячеистая вязка)
- воздухо- и влагопроницаемый эластичный материал

Показания:

- физические нагрузки и занятия спортом
- повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава (ушибы, надрывы связок)
- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения (артрозы, артрозо-артриты)
- период реабилитации после травм и операций



Бандажи компрессионные фиксирующие на голеностопный сустав

AS – E02

Эластичный

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации голеностопного сустава
- 4 спиральных ребра
- воздухо- и влагопроницаемый эластичный материал

Показания:

- физические нагрузки и занятия спортом
- повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава (ушибы, надрывы связок)
- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения (артрозы, артрозо-артриты)
- период реабилитации после травм и операций



AS – E04

Эластичный

Особенности:

- высокоэластичная дышащая ткань
- силиконовые вставки анатомической формы для дополнительной фиксации

Показания:

- травмы голеностопного сустава (ушибы, растяжения мышц и связок голеностопного сустава)
- послеоперационная и посттравматическая нестабильность голеностопного сустава
- воспалительные и дегенеративные заболевания голеностопного сустава (артрозы, артриты, синовиты и др.)
- профилактика травм во время занятий спортом



AS – E05

Эластичный

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации голеностопного сустава
- фиксирующая липучка «Велкро»
- размер универсальный

Показания:

- физические нагрузки и занятия спортом
- повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава (ушибы, надрывы связок)
- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения (артрозы, артрозо-артриты)
- период реабилитации после травм и операций



Бандажи компрессионные фиксирующие на голеностопный сустав

AS – E06

Эластичный

Особенности:

- воздухо- и влагопроницаемый материал
- особая технология вязания разных частей изделия
- соответствие второму классу компрессии
- края изделия мягкие, не врезаются в кожу
- эргономичная форма изделия позволяет использовать с любой обувью

Показания:

- воспаление или растяжение связок голеностопного сустава
- бурситы голеностопного сустава
- нагрузки на голеностопный сустав (вибрации, вращения, подъем тяжестей)
- профилактика травм во время занятий спортом
- ревматическое воспаление голеностопного сустава



AS – N02

Разъемный

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации голеностопного сустава
- разъемная конструкция
- фиксирующие липучки
- воздухо- и влагопроницаемый материал

Показания:

- физические нагрузки и занятия спортом
- повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава (ушибы, надрывы связок)
- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения (артрозы, артрозо-артриты)
- период реабилитации после травм и операций



Бандажи компрессионные фиксирующие на голеностопный сустав

AS – N03

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации голеностопного сустава
- лента для дополнительной фиксации
- открытая пятка
- неразъемный
- материал: неопрен

Показания:

- физические нагрузки и занятия спортом
- повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава (ушибы, надрывы связок)
- дегенеративно-дистрофические заболевания в период обострения (артрозы, артрозо-артриты)
- период реабилитации после травм и операций



toman®

размер (см)	S	M	L	XL
окружность (см)*	26-30	30-33	33-35	35-38

* измеряется окружность подъема стопы

КГСС - T1

Особенности:

- разъемная конструкция
- фиксирующие липучки

Показания:

- нестабильность голеностопного сустава
- реабилитация после травм и операций
- артрозы, артриты
- профилактика травм при занятиях спортом



ecoten®

размер (см)	XS-S	M-L	XL-XXL
окружность (см)*	26-30	30-33	33-35

* измеряется окружность подъема стопы

Бандажи компрессионные фиксирующие на голеностопный сустав

HV – 01

Отводящая шина первого пальца стопы

Особенности:

- предназначена для отведения первого пальца стопы при нефиксированных вальгусных деформациях первого пальца
- мягкая прокладка в области петли
- липучка «Велкро»
- подходит для ношения днем

Показания:

- вальгусная деформация первого пальца стопы (Hallux Valgus)



toman®

HV – 01	
размер	универсальный

HV – 02

Отводящая шина первого пальца стопы

Особенности:

- предназначена для отведения первого пальца стопы при нефиксированных вальгусных деформациях первого пальца
- пластиковый шарнир сохраняет естественную подвижность сустава
- мягкая прокладка для сустава
- липучка «Велкро»
- подходит для левой и правой ноги
- рекомендуется использовать без обуви

Показания:

- вальгусная деформация первого пальца стопы (Hallux Valgus)



toman®

HV – 02	
размер	универсальный

Бандажи компрессионные фиксирующие на лучезапястный сустав

FS – 101

Особенности:

- предназначен для жесткой фиксации первого пальца кисти
- фиксирующая лента на липучке «Велкро»
- универсальный (на левую и правую руку)
- моделируемая металлическая шина на большой палец

Показания:

- вывихи и подвывихи первого пальца кисти
- воспалительные заболевания первого пальца кисти
- период реабилитации после травм и операций



FS – 101					
размер (см)	S	M	L	XL	
окружность (см)*	15-18	18-22	22-26	26-30	

* измеряется окружность лучезапястного сустава



WS – E01

Эластичный

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации лучезапястного сустава
- особая технология вязки разных частей изделия (плотная вязка, разреженная вязка, ячеистая вязка) позволяет эффективно поддерживать и фиксировать сустав
- воздухо- и влагопроницаемый эластичный материал

Показания:

- физические нагрузки и занятия спортом
- повреждения капсульно-связочного аппарата (ушибы, надрывы связок)
- воспалительные заболевания (артриты, тендовагиниты)
- период реабилитации после травм и операций



WS – E01					
размер	S	M	L	XL	XXL
окружность (см)*	14-17	17-20	20-23	23-26	26-29

* измеряется окружность лучезапястного сустава



Бандажи компрессионные фиксирующие на лучезапястный сустав

WS – EF

Разъемный

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации лучезапястного сустава
- снабжен отверстием для большого пальца
- можно использовать для приведения и отведения большого пальца руки
- подходит для правой и левой руки
- фиксирующая липучка «Велкро»
- разъемная конструкция
- воздухо- и влагопроницаемый материал

Показания:

- физические нагрузки и занятия спортом
- повреждения капсульно-связочного аппарата (ушибы, надрывы связок)
- воспалительные заболевания (артриты, тендовагиниты)
- период реабилитации после травм и операций



WS – EF	
размер	универсальный



WS – E02

Лента

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации лучезапястного сустава
- эластичный, воздухо- и влагопроницаемый материал
- фиксирующая липучка «Велкро»
- размер универсальный

Показания:

- физические нагрузки и занятия спортом
- повреждения капсульно-связочного аппарата (ушибы, надрывы связок)
- воспалительные заболевания (артриты, тендовагиниты)
- период реабилитации после травм и операций



WS – E02	
размер	универсальный

* измеряется окружность лучезапястного сустава



Бандажи компрессионные фиксирующие на лучезапястный сустав

WS – NT

Разъемный

Особенности:

- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации лучезапястного сустава
- моделируемые металлические шины
- дополнительная фиксация большого пальца руки на липучке «Велкро»
- правый и левый
- воздухо- и влагопроницаемый материал

Показания:

- повреждения капсульно-связочного аппарата (ушибы, над-рывы связок)
- воспалительные заболевания (артриты, тендовагиниты)
- ревматоидные поражения лучезапястного сустава
- период реабилитации после травм и операций



WS – NT			
размер	1	2	
окружность (см)*	10-13	13-15	

* измеряется окружность лучезапястного сустава



WS – LT

Разъемный

Особенности:

- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации лучезапястного сустава
- моделируемая металлическая шина
- подходит для правой и левой руки
- воздухо- и влагопроницаемый материал

Показания:

- повреждения капсульно-связочного аппарата (ушибы, над-рывы связок)
- воспалительные заболевания (артриты, тендовагиниты)
- ревматоидные поражения лучезапястного сустава
- период реабилитации после травм и операций



WS – LT				
размер	S	M	L	XL
окружность (см)*	15-17	17-19	19-22	22-24

* измеряется окружность лучезапястного сустава



WS – LTU

Разъемный

Особенности:

- правый и левый
- моделируемая металлическая шина
- разъемная конструкция
- фиксирующие липучки «Велкро»
- воздухо- и влагопроницаемый материал

Показания:

- растяжение связок лучезапястного сустава
- контрактуры лучезапястного сустава
- ревматоидный артрит
- туннельный синдром



WS – LTU	
размер	универсальный



Бандажи компрессионные фиксирующие на лучезапястный сустав

WS – ST

Разъемный

Особенности:

- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации лучезапястного сустава
- моделируемые металлические шины
- дополнительная фиксация большого пальца руки на липучке «Велкро»
- правый и левый
- воздухо- и влагопроницаемый материал

Показания:

- повреждения капсульно-связочного аппарата (ушибы, над-рывы связок)
- воспалительные заболевания (артриты, тендовагиниты)
- ревматоидные поражения лучезапястного сустава
- период реабилитации после травм и операций



WS – ST					
размер	XS	S	M	L	XL
окружность (см)*	14-16	16-18	18-20	20-23	23-27

* измеряется окружность лучезапястного сустава



FS – 102

Особенности:

- предназначен для средней фиксации первого пальца кисти
- фиксирующая лента
- правый и левый
- моделируемая металлическая вставка

Показания:

- вывихи и подвывихи первого пальца кисти
- воспалительные заболевания первого пальца кисти
- период реабилитации после травм и операций



FS – 102			
размер (см)	S	M	L
окружность (см)*	14-16	16-18	18-20

* измеряется окружность лучезапястного сустава



FS – 002

Шина пальцев кисти

Особенности:

- предназначена для жесткой фиксации пальцев кисти
- моделируемая металлическая шина для фиксации пальца
- мягкая прокладка под палец

Показания:

- травмы пальцев кисти



FS – 002			
размер	S	M	L
см	8	11	13



FS – 004

Шина пальцев кисти

Особенности:

- предназначена для жесткой фиксации пальцев кисти
- пластиковые шины для фиксации пальца
- фиксирующая лента на застежке «Велкро»
- мягкая прокладка под палец

Показания:

- травмы пальцев кисти



FS – 004				
размер	S	M	L	XL
см	5,7*	6,7*	7,7**	9**

*одна фиксирующая лента
**две фиксирующие ленты



Бандажи на шейный отдел для взрослых и детей (Шина Шанца)

Для новорожденных

OB – 000 - высота 2,5 см
- длина 25 см

OB – 001 - высота 2,7 см
- длина 28 см

OB – 002 - высота 3,5 см
- длина 32 см

Для детей

OB – 5/34 - высота 5 см
- длина 34 см

OB – 8/36 - высота 8 см
- длина 36 см

Для взрослых

OB – 8/45 - высота 8 см
- длина 45 см

OB – 8/50 - высота 8 см
- длина 50 см

OB – 9/45 - высота 9 см
- длина 45 см

OB – 9/50 - высота 9 см
- длина 50 см

OB – 10/45 - высота 10 см
- длина 45 см

OB – 10/50 - высота 10 см
- длина 50 см

OB – 11/45 - высота 11 см
- длина 45 см

OB – 11/50 - высота 11 см
- длина 50 см

Для взрослых

OB – 9/45K - высота 9 см
- длина 45 см

OB – 10/45K - высота 10 см
- длина 45 см

OB – 11/45K - высота 11 см
- длина 45 см

K- дополнительная «ступень», обеспечивающая наилучшую «посадку» бандажа

OB – 01Ф


«Филадельфия» с отверстием

Особенности:

- предназначен для жесткой фиксации и стабилизации шейного отдела
- материал: пластик, полипропилен, нейлон
- отверстие для трахеостомы

Показания:

- остеохондроз шейного отдела с корешковым синдромом
- повреждении трахеи и находящихся в области трахеи анатомических образований
- после операций наложения трахеостомы
- транспортная иммобилизация шейного отдела



ecoten®

Особенности:

- предназначен для умеренной фиксации и стабилизации шейного отдела позвоночника
- дополнительный съемный эластичный хлопкосодержащий чехол
- анатомическая форма
- застежка «Велкро»

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела в период обострения (остеохондроз и прочее)
- вертебро-базилярная недостаточность
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела

Цвет:

черный, бежевый | OB – 000, OB – 001, OB – 002 — с рисунком (без чехла)

Размер:

подбор размера осуществляется по высоте (от угла челюсти до середины ключицы) и окружности шеи

ecoten®



* окружность шеи

* расстояние от угла нижней челюсти до середины ключицы



цвет телесный (бежевый)

ecoten®

размер	S	M	L
окружность шеи	31-38	37-42	41-47
высота изделия	13	14	15

* подбор размера по высоте и окружности шеи

Подушки ортопедические Luomma / Возможна комплектация в коробке / сумке

Lum F 500

С эффектом памяти, подростковая

Особенности:

- предназначена для создания максимально комфортных условий для сна, релаксации шейного отдела позвоночника
- размер 30x48 см
- высота валиков 7 и 10 см
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- подбирается в зависимости от веса тела, высоты шеи, ширины плеч и индивидуальных особенностей
- гипоаллергенна

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела, профилактика возникновения обострений
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела



Lum F 501

Lum F 509

С эффектом памяти

Особенности:

- предназначены для создания максимально комфортных условий для сна, релаксации шейного отдела позвоночника
- **Lum F 501:** размер 54x35 см, высота валиков 10 и 12 см
- **Lum F 509:** размер 55x35 см, высота валиков 12 и 14 см
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- гипоаллергенна
- подбирается в зависимости от веса тела, высоты шеи, ширины плеч и индивидуальных особенностей

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела, профилактика возникновения обострений
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела



Подушки ортопедические Luomma / Возможна комплектация в коробке / сумке

Lum F 502 Lum F 503

С эффектом памяти анатомическая с выемкой под плечо

Особенности:

- предназначены для создания максимально комфортных условий для сна, релаксации шейного отдела позвоночника
- **Lum F 502:** размер 54x32 см, высота валиков 6 и 12 см
- **Lum F 503:** размер 54x35 см, высота валиков 9 и 14 см
- выемка под плечо создает комфортное положение тела во время сна
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- подбирается в зависимости от веса тела, высоты шеи, ширины плеч и индивидуальных особенностей

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела, профилактика возникновения обострений
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела



Lum F 513/2

С эффектом памяти классическая

Особенности:

- предназначена для создания максимально комфортных условий для сна, релаксации шейного отдела позвоночника
- размер 35x55 см
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- классическая комфортная подушка без ортопедических валиков

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела, профилактика возникновения обострений
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела



Подушки ортопедические Luomma / Возможна комплектация в коробке / сумке

Lum F 515

С эффектом памяти трехслойная (регулируемая высота)

Особенности:

- предназначена для создания максимально комфортных условий для сна, релаксации шейного отдела позвоночника
- размер 31x52 см
- высота валиков: общая (с блоками) — 9 и 14 см, без блоков — 5 и 10 см
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- регулируется по высоте за счет дополнительных блоков (1,5 и 2,5 см)
- особая анатомическая форма поддерживает идеальное положение позвоночника, предотвращая боли в шейном отделе
- гипоаллергенна
- подбирается в зависимости от веса тела, высоты шеи, ширины плеч и индивидуальных особенностей

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела, профилактика возникновения обострений
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела



Lum F 516

С эффектом памяти

Особенности:

- предназначена для создания максимально комфортных условий для сна, релаксации шейного отдела позвоночника
- размер 48x55x11 см
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- оригинальный дизайн подушки обеспечивает идеальную поддержку головы и шеи в любом положении тела во время сна и отдыха
- для сна на боку, на спине, на животе

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела, профилактика возникновения обострений
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела



Подушки ортопедические Luomma / Возможна комплектация в коробке / сумке

Lum F 523

С эффектом памяти для детей от 1,5 лет

Особенности:

- предназначена для создания максимально комфортных условий для сна, релаксации шейного отдела позвоночника
- размер 45 x 25 см
- высота валиков 6 и 8 см
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- подбирается в зависимости от веса тела, высоты шеи, ширины плеч

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела, профилактика возникновения обострений
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела



Lum F 524

С эффектом памяти перфорированная

Особенности:

- предназначена для создания максимально комфортных условий для сна, релаксации шейного отдела позвоночника
- размер 55x40 см
- высота валиков 12 и 14 см
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- гипоаллергенна
- оригинальная форма подушки и перфорация обеспечивают дополнительный воздухообмен, комфорт и удобство для сна
- подбирается в зависимости от веса тела, высоты шеи, ширины плеч и индивидуальных особенностей

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела, профилактика возникновения обострений
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела



Подушки ортопедические Luomma / Возможна комплектация в коробке / сумке

Lum F 530

С эффектом памяти перфорированная

Особенности:

- предназначена для создания максимально комфортных условий для сна, релаксации шейного отдела позвоночника
- размер 58x39x12см
- гипоаллергенна
- имеет ровную, гладкую поверхность, а так же классическую форму, без валиков и углублений
- форма и размеры подушки являются универсальными и не требуют длительного привыкания
- эффект памяти «Memory Foam». Подушка повторяет контуры тела, бережно поддерживает, не оказывает обратного давления
- после снятия нагрузки с подушки в течении нескольких секунд восстанавливает свою первоначальную форму
- подбирается в зависимости от массы тела, высоты шеи, ширины плеч и индивидуальных особенностей

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела, профилактика возникновения обострений
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела



Lum F 536

Ортопедическая с эффектом памяти, рифленая

Особенности:

- размер 55x35 см
- высота валиков 10 и 8 см
- эффект памяти «Memory Foam»
- рифленая поверхность для улучшения воздухообмена и легкого массажа
- гипоаллергенна
- подбирается в зависимости от веса тела, высоты шеи, ширины плеч и индивидуальных особенностей

Показания:

- избавляет от мышечных спазмов шеи и плеч
- противоотечный эффект



Подушки ортопедические Luomma

Lum F 505

С эффектом памяти для детей от рождения до года

Особенности:

- размер 24x23 см, подшейный валик 2 см
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- центральное углубление под голову малыша

Показания:

- профилактика заболеваний позвоночника
- профилактика кривошеи
- профилактика искривления затылочной зоны
- гипертонус, гипотонус мышц шейного отдела
- рекомендована здоровым детям для правильного развития



Lum F 506

Кольцо для сидения

Особенности:

- размер: диаметр 45 см, диаметр 17 см внутренний, высота 7 см
- для уменьшения болевых ощущений при сидении на жесткой поверхности
- после родов, после операций на органах промежности, малого таза, копчике, при геморрое
- съемный чехол
- пенополиуретан



Lum F 507

Под ноги с эффектом памяти

Особенности:

- размер: 2 блока 25x20 см
- высота валиков 10 см
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»

1. в сложенном состоянии, проложенная между коленями, бедрами, облегчит состояние:

- при беременности
- при варикозном расширении вен
- при реабилитации после операций на ногах
- при травмах ног

2. в развернутом состоянии, подложенная под стопы ног:

- против пролежней на пятках
- после операций на коленных суставах
- снимает усталость



Подушки ортопедические Luomma

Lum F 508

Для путешествий с эффектом памяти

Особенности:

- размер 27x27, высота 10 см
- съемный чехол
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- эргономичная форма создаёт комфортную поддержку для шеи
- предотвращает напряжение, боль и мышечные спазмы шеи и плеч во время длительных поездок



Lum F 510

Для путешествий (надувная)

Особенности:

- размер 52x33
- особая анатомическая форма поддерживает идеальное положение позвоночника, предотвращая боли в шейном отделе
- надувная, можно регулировать жесткость
- гипоаллергенна
- не занимает место в багаже



Lum F 512

Для будущих мам и малышей

Особенности:

- размер 170x38 см, 190x38 см
- наполнитель: пенополистироловые шарики
- шариками заполнен не весь объем, что дает возможность моделировать удобную форму
- незаменима в период беременности для обеспечения комфортного положения тела во время сна и отдыха
- во время кормления ребенка
- начиная с 6 месяцев возможно использовать для поддержки спинки ребенка, когда он начинает сидеть



Подушки ортопедические Luomma

Lum F 521

клиновидная

Особенности:

- размер 40x40x9 см
- форма клина
- материал пенополиуретан
- гипоаллергенна
- обеспечивает эргономичное положение во время сидения (таз сидящего смещается вперед, что приводит к разгрузке мышц, поддерживающих позвоночник — спина автоматически выпрямляется)
- имеет съемный чехол, ткань — велюр



Lum F 526

Валик ортопедический реклинирующий

Особенности:

- размер 38x15 см
- высота валика 7,5 см
- материал пенополиуретан

Реклинирующий валик-полусфера оказывает необходимую поддержку различных отделов позвоночника и суставов конечностей в анатомически правильном положении и является эффективным средством для профилактики многих патологий позвоночника. Мягко растягивая позвоночник в шейном или поясничном отделах, валик улучшает его подвижность и кровоснабжение.

Правильно подобранные ортопедические валики обеспечивают качественный отдых.



Lum F 528

Подушка ортопедическая под спину

Особенности:

- размер 29x25x5 см
- гипоаллергенна
- предназначена для использования в автомобильном, офисном или любом другом кресле
- для поддержания позвоночника в анатомически правильном положении
- нормализует мышечный тонус
- способствует формированию правильной осанки
- профилактика заболеваний позвоночника



Подушки ортопедические Luomma

Lum F 529, Lum F 529Д

Подушка ортопедическая абдуктор

Особенности:

- взрослая: высота - 460мм, ширина верха - 174мм, ширина низа - 340мм, глубина - 160мм
- детская: высота - 400мм, ширина верха - 174мм, ширина низа - 340мм, глубина - 136мм
- дополнительные фиксирующие ленты на липучках
- мягкая фиксация и стабилизация суставов ног
- после операций на тазобедренном суставе
- гипоаллергенна



Lum F 531

Подушка на сидение «Антиболь и прямая спина»

Особенности:

- размер 45x38x7(11) см
- гипоаллергенна
- обеспечение нормального кровообращения в органах малого таза
- поддержка позвоночника в оптимальном положении во время сидения
- устранение болевого синдрома при геморрое
- реабилитация после родов и операций в области промежности



Подушки ортопедические Ttoman

CO – 04 – NO2 (12/14)

CO – 03 – 206B

**С эффектом памяти двухслойная
(карбоновый слой с ионами серебра)**

Особенности:

- предназначены для создания максимально комфортных условий для сна, релаксации шейного отдела позвоночника
- **CO – 04 – NO2 (12/14):** размер 56 x 32 см, высота валиков 12 и 14 см
- **CO – 03 – 206B:** размер 45 x 25 см, высота валиков 8 и 6 см, детская, от 1,5 лет
- дополнительная наволочка в комплекте
- вязкоэластичный пенополиуретан «Memory Foam»
- сквозная перфорация по всей поверхности подушки для интенсивного воздухо- и влагообмена
- подбирается в зависимости от веса тела, высоты шеи, ширины плеч и индивидуальных особенностей
- * **Основной слой** — вспененный полиуретан
- * **Верхний слой** — вспененный полиуретан с добавлением карбоновых (угольных) волокон с ионами серебра, обладающих антимикробными свойствами (благодаря своим качествам угольные волокна с ионами серебра предотвращают появление и развитие бактерий и клещей)

Показания:

- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела, профилактика возникновения обострений
- период реабилитации после травм и операций шейного отдела



Стельки и полустельки ортопедические

Lum 100

Мягкие (бескаркасные)

Поддержка продольного и поперечного сводов стопы.

Особенности:

- покрытие — кожа
- предназначены для использования в модельной обуви, отсутствие жесткого каркаса позволяет использовать в обуви с высоким каблуком
- упругий пелот из вспененного латекса для эффективной поддержки продольного и поперечного сводов стопы
- подходит для всех типов стопы

Показания:

- начальные формы поперечного и продольного плоскостопия 1 и 2 степени
- варикозная болезнь
- избыточный вес
- длительное пребывание на ногах
- период реабилитации после травм и операций нижних конечностей, позвоночника

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42



Стельки и полустельки ортопедические

Lum 101N

Мягкие (бескаркасные)

Поддержка продольного и поперечного сводов стопы.

Особенности:

- покрытие — кожа
- предназначены для использования в модельной обуви, отсутствие жесткого каркаса позволяет использовать в обуви с высоким каблуком
- упругий пелот из вспененного латекса для эффективной поддержки продольного и поперечного сводов стопы
- подходит для всех типов стопы

Показания:

- начальные формы поперечного и продольного плоскостопия 1 и 2 степени
- варикозная болезнь
- избыточный вес
- длительное пребывание на ногах
- период реабилитации после травм и операций нижних конечностей, позвоночника

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



Lum 105 Lum 105 S

Динамическая ортопедическая стелька

Формованные стельки, поддержка продольного и поперечного сводов стопы.

Особенности:

- **Lum 105** - кожа
- **Lum 105 S** - перфорированный велюр
- покрытие из «дышащего» микроволокна
- уникальный гибкий каркас надежно поддерживает и тренирует связочный аппарат стопы
- можно использовать в любой обуви независимо от высоты каблука
- супер тонкая — занимает мало места в обуви
- оригинальный инновационный продукт
- нет аналогов на Российском рынке

Показания:

- профилактика плоскостопия
- поддержка сводов при плоскостопии 1-2 степени
- длительное пребывание на ногах
- варикозная болезнь, отеки ног
- беременность

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41



Lum 105



Lum 105 S

Lum 120T

Мягкие (бескаркасные)

Поддержка продольного и поперечного сводов стопы.

Особенности:

- покрытие — войлок / цвет - микс
- упругий пелот для эффективной поддержки продольного и поперечного сводов стопы
- подходит для всех типов стопы
- бережная поддержка продольного свода стопы
- уменьшение болевых ощущений и дискомфорта при проблемах с продольным сводом стопы
- снижение усталости ног при длительной ходьбе
- предотвращение образования натоптышей

Показания:

- профилактика продольного и комбинированного плоскостопия
- варикозная болезнь, боли, отеки ног
- беременность
- избыточный вес
- длительное пребывание на ногах

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41



Стельки и полустельки ортопедические

Lum 150

Каркасные

Мягко-упругая поддержка сводов стопы, повышение устойчивости при ходьбе, уменьшение болевых ощущений, улучшение качества жизни

Особенности:

- покрытие - мягкое влагопоглощающее полотно микрофибра
- ширина и форма стельки обеспечивают максимальный контакт изделия со стопой, края стельки не врезаются и не наминают, что придает уверенность походке.
- углубление в пяточной части стабилизирует стопу и голеностопный сустав в физиологически правильном положении.
- выкладка сводов, минимальный метатарзальный валик и форма носочной части обеспечивают плавный пережат и максимальный комфорт при ходьбе.
- материал стельки Evarone – прекрасно амортизирует, смягчает давление в области пятки и переднем отделе стопы, тем самым уменьшает болевые ощущения.
- для повседневного ношения.

Показания:

- вальгусные и плосковальгусные нефиксированные деформации стоп
- профилактика развития плоскостопия и других деформаций стопы
- беременность
- избыточный вес
- длительное прибывание на ногах

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44



Lum 201

Lum 201S

Lum 201T

Каркасные

Сводоформирующий каркас для поддержки сводов и фиксации пятки в правильном положении.

Особенности:

- предназначены для оптимального распределения давления между стопой и опорной поверхностью
- **Lum 201:** кожа
- **Lum 201S:** велюр
- **Lum 201T:** натуральный войлок
- прочный анатомический каркас с выкладкой для эффективной поддержки внутреннего и наружного продольных сводов
- метатарзальный валик для поддержки поперечного свода стопы
- обеспечивают физиологически правильное положение стопы при ходьбе
- снижают ударную нагрузку на стопы, суставы нижних конечностей и позвоночник
- метатарзальный валик из вспененного латекса

Показания:

- поперечное и комбинированное плоскостопие 1-2 степени
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- боли в коленных и тазобедренных суставах, боли в позвоночнике
- варикозная болезнь, отеки ног
- беременность
- избыточный вес
- длительное прибывание на ногах

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



Lum 201



Lum 201S



Lum 201T

Стельки и полустельки ортопедические

Lum 202

С чашеобразной пяткой для детей и взрослых

Лечение X- и O- отклонений стоп.

Особенности:

- покрытие из «дышащего» микроволокна
- обеспечивают снижение ударной нагрузки на пяточную область
- упругий каркас из вязко-эластичного полиэстера с амортизационным эффектом
- высокие бортики
- пяточный амортизатор

Показания:

- коррекция нефиксированного варусного или вальгусного отклонения пяточного и среднего отдела стопы
- X-, O-образная форма ног,
- нарушение осанки
- плоско-вальгусная деформация стоп
- период реабилитации после травм и операций на стопе и голеностопном суставе

Размеры: 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42



Стельки и полустельки ортопедические

Lum 203 Lum 203S Lum 203T

Каркасные

Бережная поддержка сводов и снятие боли в пятке.

Особенности:

- Lum 203: кожа
- Lum 203S: велюр
- Lum 203T: мех вязаный
- предназначены для оптимального распределения давления между столой и опорной поверхностью
- анатомический каркас с выкладкой для поддержки внутреннего и наружного продольных сводов стоп

Показания:

- поперечное и комбинированное плоскостопие 1-2 степени
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- боли в коленных и тазобедренных суставах
- варикозная болезнь, отеки ног
- беременность
- избыточный вес
- длительное прибывание на ногах

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



Lum 203



Lum 203S



Lum 203T

Lum 204

Каркасные

Бережная поддержка сводов и снятие боли в пятке.

Особенности:

- покрытие – хлопок
- эффективно поддерживают своды стоп
- обеспечивают физиологически правильное положение стопы при ходьбе
- снижают ударную нагрузку на стопы, суставы нижних конечностей и позвоночник
- прочный пластиковый каркас, кокосовое волокно
- метатарзальный валик и пяточный амортизатор из вспененного латекса
- благодаря натуральному хлопку и кокосовому волокну отлично пропуску воздух, позволяя стопе «дышать»

Показания:

- поперечное и комбинированное плоскостопие 1-2 степени
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- боли в коленных и тазобедренных суставах
- варикозная болезнь, отеки ног
- беременность
- избыточный вес
- длительное прибывание на ногах

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



Стельки и полустельки ортопедические

Lum 207 Lum 207 S

Каркасные

Особенности:

- Lum 207: кожа
- Lum 207S: перфорированный велюр для модельной обуви на каблук
- оснащена межпальцевым гребнем для разведения пальцев
- эффективно поддерживают своды стоп
- обеспечивают анатомически правильное положение стопы при ходьбе за счет каркаса
- снижают ударную нагрузку на стопы, суставы нижних конечностей и позвоночник
- валики из вспененного латекса

Показания:

- для модельной (в том числе открытой) обуви на каблук
- продольное и комбинированное плоскостопие 1-2 степени
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- варикозная болезнь, отеки ног
- беременность
- избыточный вес
- длительное прибывание на ногах

Размер: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41



Lum 207



Lum 207S

Lum 209

Каркасные с антибактериальным покрытием, нейтрализация запаха и контроль влаги

Особенности:

- предназначены для оптимального распределения давления между столой и опорной поверхностью
- анатомический каркас с выкладкой для поддержки внутреннего и наружного продольных сводов стоп
- антистатический эффект — нейтрализует накапливаемые на теле электрические заряды
- обеспечивает гигиену стопы, останавливает рост бактерий (контроль запаха)
- гарантирует долговременный противогрибковый эффект
- отводит влагу
- благодаря эластичным свойствам латекса стельки являются отличным амортизатором и обеспечивают комфорт во время ходьбы

Показания:

- продольное и комбинированное плоскостопие 1-2 степени
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- боли в коленных и тазобедренных суставах, боли в позвоночнике
- варикозная болезнь, отеки ног
- беременность
- избыточный вес
- длительное прибывание на ногах, двигательная активность

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



Стельки и полустельки ортопедические

Lum 210 Lum 210T Lum 210F

Амортизация при повышенных нагрузках, статическая нагрузка. Разгрузка коленных суставов и позвоночника. Подходит для занятий спортом

Особенности:

- предназначены для оптимального распределения давления между стопой и опорной поверхностью
- **Lum 210:** покрытие из «дышащего» микроволокна идеально подходит для поддержания гигиены стопы
- **Lum 210T:** покрытие — мех
- **Lum 210F:** покрытие — флис
- амортизирующий каркас с чашеобразным углублением под пятку
- материал Евароте с эффектом «памяти» оказывает статическую и динамическую поддержку на суставы ног и позвоночник
- подходит для спортивной и повседневной обуви
- плавный перекал

Показания:

- вальгусные и плоскостопальные нефиксированные деформации стоп
- профилактика развития плоскостопия и других деформаций стопы
- беременность
- избыточный вес
- длительное пребывание на ногах

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



Lum 210

Lum 210T

Lum 210F

Lum 212

Каркасные

Упругая поддержка сводов, комфорт при длительных нагрузках. Статическая нагрузка.

Особенности:

- покрытие - мягкое влагопоглощающее полотно микрофибра
- предназначены для оптимального распределения давления между стопой и опорной поверхностью
- специальная форма пяточного выреза уменьшают ударную нагрузку на стопу и позвоночник во время активного отдыха и занятий спортом
- для поддержки свода стопы внутри стельки установлен каркас из термопластика
- **Показания:**
 - продольное и комбинированное плоскостопие 1-2 степени
 - заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
 - варикозная болезнь, боли, отеки ног
 - беременность
 - избыточный вес
 - длительное пребывание на ногах, двигательная активность

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45



каркас

Стельки и полустельки ортопедические

Lum 218

Каркасные

Амортизация и поддержка сводов стопы при длительных динамических и статических нагрузках

Особенности:

- покрытие - перфорированный велюр
- предназначены для оптимального распределения давления между стопой и опорной поверхностью
- специальная форма пяточного выреза уменьшают ударную нагрузку на стопу и позвоночник во время активного отдыха и занятий спортом
- для поддержки свода стопы внутри стельки установлен каркас из термопластика

Показания:

- продольное и комбинированное плоскостопие 1-2 степени
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- боли в коленных и тазобедренных суставах, боли в позвоночнике
- варикозная болезнь, боли, отеки ног
- беременность
- избыточный вес
- длительное пребывание на ногах

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



Lum 233

Каркасные

Профилактика продольного и комбинированного плоскостопия

Особенности:

- покрытие - кожа
- предназначены для оптимального распределения давления между стопой и опорной поверхностью
- специальная форма пяточного выреза уменьшают ударную нагрузку на стопу и позвоночник во время активного отдыха и занятий спортом
- для поддержки свода стопы внутри стельки установлен каркас из термопластика

Показания:

- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- варикозная болезнь, боли, отеки ног
- беременность
- избыточный вес
- повышенная нагрузка на стопы

Размеры:

35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45
23	24	26	27,5	28,5	29



Стельки и полустельки ортопедические

Lum 301

Для модельной обуви, мягкие (бескаркасные)

Особенности:

- предназначены для использования в модельной обуви, отсутствие жесткого каркаса позволяет использовать в обуви с высоким каблуком
- мягкий пелот для поддержки и разгрузки переднего отдела стопы
- уменьшают ударную нагрузку на область плюснефаланговых суставов
- клеевой фиксатор

Показания:

- создание комфортных условий в модельной обуви
- начальные формы поперечного и продольного плоскостопия
- период реабилитации после травм и операций нижних конечностей, позвоночника

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41



Lum 302N

Мягкие (бескаркасные)

Особенности:

- предназначены для использования в модельной обуви, отсутствие жесткого каркаса позволяет использовать в обуви с высоким каблуком
- обеспечивают поддержку продольного и поперечного сводов в анатомически правильном положении
- уменьшают ударную нагрузку на область плюснефаланговых суставов
- гигиеничны, не вызывают аллергических реакций
- обеспечивают комфортные условия для стопы
- клеевой фиксатор
- для всех видов обуви

Показания:

- создание комфортных условий в модельной обуви
- начальные формы поперечного и продольного плоскостопия
- период реабилитации после травм и операций нижних конечностей, позвоночника

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42



Стельки и полустельки ортопедические

Lum 303

Мягкие (бескаркасные)

Особенности:

- предназначены для использования в модельной обуви, отсутствие жесткого каркаса позволяет использовать в обуви с высоким каблуком
- надежно поддерживают своды стопы
- уменьшают ударную нагрузку на позвоночник и суставы нижних конечностей
- обеспечивают комфортные условия при ходьбе
- снабжены клеевым фиксатором
- для всех видов обуви

Показания:

- создание комфортных условий в модельной обуви
- начальные формы поперечного и продольного плоскостопия
- период реабилитации после травм и операций нижних конечностей, позвоночника

Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42



Lum 401

Каркасные

Особенности:

- покрытие — кожа
- полужесткий каркас с выкладкой продольного и поперечного сводов
- чашеобразное углубление в пяточной части для стабилизации заднего отдела стопы
- для всех видов обуви

Показания:

- профилактика и лечение продольного и комбинированного плоскостопия
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- варикозная болезнь, боли, отеки ног
- беременность
- избыточный вес
- длительное пребывание на ногах

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43



Детские стельки

Lum 500

Детские стельки каркасные

Особенности:

- обладают сводоформирующим эффектом
- **Lum 500** — натуральная кожа
- **Lum 500T** — натуральный войлок
- метатарзальный валик для поддержки поперечного свода стопы (только в размерах 21, 22, 23)
- каркасная основа
- перфорация способствует дополнительной вентиляции стопы
- чашеобразное углубление в пяточной области для стабилизации заднего отдела стопы
- для всех видов закрытой обуви

Показания:

- продольное плоскостопие 1-2 степени
- плоско-вальгусные стопы
- профилактика этих состояний

Размеры: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



Lum 500											
размер	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
длина стопы (см)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Lum 508S

Каркасные

Корректирующие

Особенности:

- имеют каркас специальной формы, которая обеспечивает пронацию стопы
- каркас специальной формы препятствует избыточному приведению стопы, то есть исправляет косолапость
- одинаковая выкладка с внутренней и наружной сторон способствует сводоформированию
- покрытие кожа

Показания:

- приведение переднего отдела стопы
- поло-варусные стопы

Размеры: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



Lum 508S											
размер	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
длина стопы (см)	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

Детские стельки

Lum 509

Каркасные

Сантимикробным покрытием, контроль запаха

Особенности:

- полужесткий каркас с выкладкой продольных сводов стоп
- антистатический эффект — нейтрализует накапливаемые на теле электрические заряды
- метатарзальный валик для поддержки поперечного свода стопы (только в размерах 21, 22, 23)
- обеспечивает гигиену стопы, останавливает рост бактерий (контроль запаха)
- гарантирует долговременный противогрибковый эффект
- отводит влагу
- благодаря эластичным свойствам латекса стельки являются отличным амортизатором и обеспечивают комфорт во время ходьбы

Показания:

- профилактика и лечение плоскостопия
- профилактика и лечение плоско-вальгусной деформации стоп
- нарушения осанки
- коррекция осанки

Размеры: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



Lum 509											
размер	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
длина стопы (см)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Вкладные приспособления

Lum 600

Пелот ортопедический переднего отдела стопы

Особенности:

- покрытие – кожа
- предназначен для разгрузки переднего отдела стопы при ношении модельной обуви
- пелот из вспененного латекса поддерживает и разгружает передний отдел стопы
- служат для профилактики мозолей и натоптышей
- гигиеничен, не вызывает аллергических реакций

Показания:

- поперечное плоскостопие 1-2 степени
- метатарзалгии

Размеры: 35-36, 37-38, 39-40, 41-42



Lum 601

Пелот Т-образный

Особенности:

- покрытие – кожа
- имеет клеевой слой для крепления в обуви в области проекции поперечного свода
- гигиеничен, не вызывает аллергических реакций
- клеевой слой для фиксации в обуви
- вкладыш из вспененного латекса
- обеспечивает разгрузку переднего отдела стопы

Показания:

- поперечное плоскостопие 1-2 степени
- метатарзалгии
- профилактика образования болезненных натоптышей в области головок плюсневых костей при ношении модельной обуви

Размеры: 1(35-37), 2(38-40), 3(41-43), 4(44-46)



Lum 602.1

Lum 602.2

Пелот ортопедический

Особенности:

- покрытие — кожа
- подушечка с корректором одного в Lum 602.1 (двух в Lum 602.2) пальцев
- фиксирует деформированный палец в физиологически правильном положении
- корректирует молоткообразные пальцы стопы
- подходит для левой и правой ноги

Показания:

- нефиксированная молоткообразная деформация 2-3 пальцев стопы

Размер: универсальный



Вкладные приспособления

Lum 700

Подпяточник амортизирующий при центральной пяточной шпоре

Особенности:

- покрытие – кожа
- используется для снижения ударной нагрузки в области пятки
- амортизатор уменьшает боль при пяточной шпоре
- уменьшают ударную нагрузку на пяточную область, суставы нижних конечностей и позвоночник
- гигиеничны, не вызывает аллергических реакций
- для всех видов обуви с жестким задником
- оснащена съемным пяточным амортизатором

Показания:

- подошвенный фасциит (пяточная шпора)
- период реабилитации после травм и операций в области пятки

Размеры: 1(35-37), 2(38-40), 3(41-43)



Lum 701

Подпяточник амортизирующий

Особенности:

- покрытие – кожа
- используется для снижения ударной нагрузки в области пятки
- клеевой фиксатор
- амортизатор уменьшает боль при пяточной шпоре
- уменьшают ударную нагрузку на пяточную область, суставы нижних конечностей и позвоночник
- гигиеничны, не вызывает аллергических реакций
- для всех видов обуви с жестким задником

Показания:

- подошвенный фасциит (пяточная шпора)
- период реабилитации после травм и операций в области пятки

Размеры: 1(35-37), 2(38-40), 3(41-43)



Lum 702

Подпяточник клиновидный

Особенности:

- покрытие – кожа
- клеевой фиксатор
- исправляет вальгусную и варусную установку (X- и O-образную) голеностопного сустава (несимметричное сшивание каблука обуви)
- восстанавливает анатомически правильное положение пяточной кости и голеностопного сустава
- уменьшает ударную нагрузку на стопу и суставы ног при ходьбе
- для всех видов обуви с жестким задником

Показания:

- начальные формы вальгусной или варусной деформации стоп

Размеры: 1(35-37), 2(38-40), 3(41-43)



Корректоры и вкладные силиконовые приспособления

Lum 800

Перегородка силиконовая межпальцевая

Особенности:

- предназначена для отведения первого пальца стопы
- состав: 100% медицинский силикон
- разделяет пальцы стопы
- предотвращает трение, мозоли, потертости
- в упаковке 2 шт

Показания:

- вальгусная деформация первого пальца (Hallux Valgus)

Размеры: 1, 2, 3

Lum 801

Перегородка плоская силиконовая межпальцевая

Особенности:

- предназначена для отведения первого пальца стопы
- состав: 100% медицинский силикон
- разделяет пальцы стопы
- предотвращает трение, мозоли, потертости
- в упаковке 2 шт

Показания:

- вальгусная деформация первого пальца (Hallux Valgus)

Размеры: 1, 2, 3

Lum 802

Перегородка силиконовая межпальцевая с фиксирующим кольцом

Особенности:

- предназначена для отведения первого пальца стопы
- состав: 100% медицинский силикон
- разделяет пальцы стопы
- защитное кольцо надежно фиксирует изделие в правильном положении
- предотвращает трение, мозоли, потертости
- в упаковке 2 шт

Показания:

- вальгусная деформация первого пальца (Hallux Valgus)

Размеры: 1, 2, 3

Lum 900

Амортизирующий протектор

Особенности:

- состав: 100% медицинский силикон
- защищает ногтевые фаланги пальцев стопы
- предотвращает трение, мозоли, потертости
- в упаковке 2 шт

Показания:

- мозоли, трещины, потертости
- повреждение кожи пальцев стопы
- выросший ноготь
- травмы ногтевых пластинок и фаланг пальцев

Размеры: 1, 2, 3

Корректоры и вкладные силиконовые приспособления

Lum 901

Протектор силиконовый для защиты сустава большого пальца

Особенности:

- предназначен для защиты первого плюсне-фалангового сустава
- состав: 100% медицинский силикон
- защищает от давления и образования потертостей суставной сумки первого плюснефалангового сустава
- в упаковке 2 шт

Показания:

- вальгусная деформация первого пальца (Hallux Valgus)
- артриты, бурситы первого плюсне-фалангового сустава

Размер: универсальный

Lum 902

Протектор силиконовый большого пальца с межпальцевой перегородкой

Особенности:

- предназначен для защиты первого плюсне-фалангового сустава
- состав: 100% медицинский силикон
- защищает от давления и образования потертостей суставной сумки первого плюснефалангового сустава
- разделяет пальцы стопы
- предотвращает трение, мозоли, потертости
- в упаковке 2 шт

Показания:

- вальгусная деформация первого пальца (Hallux Valgus)
- артриты, бурситы первого плюсне-фалангового сустава

Размер: универсальный

Lum 02

Наклейка защитная

Особенности:

- вклеивается в обувь
- уменьшает болевые ощущения
- в упаковке 2 шт

Показания:

- мозоли, трещины, потертости
- повреждение кожи

Размер: универсальный

Lum 606

Пелот ортопедический

Особенности:

- разгружает передний отдел стопы
- создает комфортные условия при ходьбе в обуви на высоком каблуке
- подходит для открытой обуви на высоком каблуке
- в упаковке 2 шт

Показания:

- натоптыши и мозоли в переднем отделе стопы
- боли и дискомфорт в переднем отделе стопы при ходьбе
- распластанность переднего отдела стопы

Размер: универсальный



Lum 607

Пелот ортопедический

Особенности:

- силиконовая вставка эффективно защищает передний отдел стопы от ударных нагрузок, трения, устраняет болевые ощущения
- подходит для всех типов обуви
- в упаковке 2 шт

Показания:

- травмы и деформации плюснефаланговых суставов
- распластанность переднего отдела стопы
- натоптыши и мозоли в переднем отделе стопы

Размеры: 1, 2, 3



Lum 608

Пелот ортопедический

Особенности:

- разгружает передний отдел стопы
- защищает передний отдел стопы от ударных нагрузок и трения, устраняет болевые ощущения
- защищает от трения и давления обуви, уменьшает боль в стопе
- имеет кольцо для фиксации на 2-ом пальце стопы
- в упаковке 2 шт

Показания:

- травмы и деформации плюснефаланговых суставов
- распластанность переднего отдела стопы
- натоптыши и мозоли в переднем отделе стопы

Размер: универсальный



Lum 609

Пелот ортопедический

Особенности:

- состав: эластичный материал, 100% медицинский силикон
- защищает сустав первого пальца стопы от давления, трения и образования потертостей
- в упаковке 2 шт

Показания:

- потертости в области сустава первого пальца стопы при распластанности переднего отдела стопы и при вальгусной деформации первого пальца стопы
- травматизация области первого плюснефалангового сустава

Размеры: 1, 2



Lum 709

Подпяточник силиконовый

Особенности:

- снижает ударную нагрузку на пятку и суставы ног
- предназначены для любой обуви
- в упаковке 2 шт

Показания:

- мозоли, трещины и сухость кожи стопы в области пятки
- реабилитация после травм пятки, голеностопного сустава

Размеры: 1, 2, 3



Lum 710

Подпяточник силиконовый для коррекции разной длины ног

Особенности:

- изготовлен из медицинского силикона
- 5 слоев обеспечивают возможность регулировать высоту подпяточника
- диапазон регулировки высоты от 6 мм до 30 мм

Использование подпяточника:

- корректирует высоту ног
- корректирует положение пятки относительно голени
- снижает ударную нагрузку на пятку в процессе ходьбы
- препятствует образованию мозолей, натоптышей, трещин

Показания:

- различная длина ног
- функциональный перекос таза

Размер: универсальный



Корректоры и вкладные силиконовые приспособления

Lum 933

Протектор амортизирующий

Особенности:

- состав: 100% медицинский силикон
- защищает сустав пятого пальца стопы от давления, трения и образования потертостей
- в упаковке 2 шт

Показания:

- воспалительные и дегенеративные заболевания пятого плюснефалангового сустава
- варусная деформация пятого пальца стопы
- травматизация области пятого плюснефалангового сустава

Размер: универсальный



Lum 934

Протектор амортизирующий

Особенности:

- состав: эластичный материал, 100% медицинский силикон
- обеспечивает надежную защиту пальцев стопы
- уменьшает давление и трение на поврежденный палец
- в упаковке 1 шт.

Показания:

- травмы фаланг пальцев
- артрозы, артриты и мозоли межфаланговых суставов
- деформации пальцев стопы

Размеры:

- 1) Ø 1,2 см, длина 14,5 см
- 2) Ø 1,5 см, длина 14,5 см



Lum 935

Протектор амортизирующий

Особенности:

- состав: 100% медицинский силикон
- обеспечивает защиту пальцев стопы
- уменьшает давление и трение на поврежденный палец
- в упаковке 2 шт

Показания:

- мозоли межфаланговых суставов
- вросший ноготь
- деформации пальцев стопы (молоткообразные, когтеобразные и перекрещивающиеся пальцы)
- профилактика образования мозолей и травмирования кончиков пальцев об обувь

Размеры: 1, 2



Обувь ортопедическая

Ботинок Барука для разгрузки переднего отдела стопы

LM-404 (с чехлом)

LM-405 (без чехла)

Особенности:

- специальная разновысотная форма подошвы со смещенной линией переката переносит нагрузку на пяточную часть стопы и разгружает передний отдел
- полностью раскрываемая конструкция и застежка «велкро», обеспечивающие легкое надевание обуви на послеоперационную повязку или на отекающую ногу
- дышащие материалы верха обуви повышенной прочности
- съемная стелька для облегчения гигиенического ухода за ней
- съемная накладка на носочную часть для защиты от попадания пыли и влаги
- надежная подошва с увеличенной опорной поверхностью для повышенной устойчивости

Показания:

- после операций на переднем отделе стопы «HALLUX VALGUS», Неврома Мортон
- травмы переднего отдела стопы
- открытые раны и язвы на подошве в переднем отделе стопы или на пальцах ног
- острая отечность переднего отдела стопы, подагра и бурситы
- сахарный диабет (язвы в переднем отделе стопы)
- воспаление суставов переднего отдела стопы



LM-404



LM-405



LM-404				
размер	S	M	L	XL
	35-37	38-40	41-43	44-46

Многоцелевая

LM-406 (с чехлом)

LM-407 (без чехла)

Особенности:

- облегченная подошва ЭВА с увеличенной опорной поверхностью и накатом из плотной резины, имеющим антискользящий эффект и устойчивость к истиранию
- съемная вкладная стелька изготовлена из материала, который легко поддается обработке и обеспечивает дополнительную разгрузку проблемных зон
- полностью раскрываемая конструкция и застежка «велкро», обеспечивающие легкое надевание обуви на послеоперационную повязку, гипс или на отекающую ногу
- дышащие материалы верха обуви повышенной прочности
- съемная защитная накладка на носочную часть от попадания пыли и влаги

Показания:

- гипсовая повязка на стопе или на голеностопном суставе
- компенсация разной длины ног при ношении на второй ноге LM 404 (разгрузка переднего отдела стопы)
- «ревматоидная стопа»
- артериальная недостаточность
- наличие ран на стопе
- подагра и бурсит



LM-406




LM-407



LM-406				
размер	S	M	L	XL
	35-37	38-40	41-43	44-46

Инструкция по подбору ортопедической обуви LM ORTHOPEDIC



Полноту ноги измеряют по самым широким точкам носочной части с помощью сантиметра, как на рисунке. (Рис.1)

Рис. 1



МОДЕЛЬ 700, 706, 706N		Увеличенная полнота: модель 700, 706 регулируется на две полноты - Н(8), К(9). Стандартная полнота: модель 706N - G(7)	
Размер	Длина по стельке, см	Окружность в пучковой части, см	Высота каблука, см
35	22,5	23,7	3
36	23	24,1	3
37	24	24,5	3
38	24,5	24,9	3
39	25	25,3	3
40	25,5	25,7	3
41	26	26,1	3
42	26,5	26,5	3

МОДЕЛЬ 701		Увеличенная полнота. Модель регулируется на три полноты: Н(8), К(9), М(10)	
Размер	Длина по стельке, см	Окружность в пучковой части, см	Высота каблука, см
35	22,3	23,7	3
36	22,9	24,1	3
37	23,6	24,5	3
38	24,3	24,9	3
39	24,9	25,3	3
40	25,6	25,7	3
41	26,3	26,1	3
42	26,9	26,5	3
43	27,6	26,9	3
44	28,3	27,3	3

Инструкция по подбору ортопедической обуви LM ORTHOPEDIC




Рис. 2



CM

Длину стопы измеряют от середины пятки до большого пальца. Для этого обведите стопу, держа карандаш строго вертикально. Необходимо вес на измеряемую стопу. (Рис.2)

МОДЕЛЬ 703, 703N		Увеличенная полнота: модель 703 регулируется на две полноты - Н(8), К(9). Стандартная полнота: модель 703N - G(7)	
Размер	Длина по стельке, см	Окружность в пучковой части, см	Высота каблука, см
35	22,5	23,2	4,5
36	23	23,6	4,5
37	23,5	24	4,5
38	24	24,4	4,5
39	24,5	24,8	4,5
40	25,5	25,2	4,5
41	26,5	25,6	4,5
42	27	26	4,5

МОДЕЛЬ 708		Увеличенная полнота. Модель регулируется на две полноты К(9), М(10)	
Размер	Длина по стельке, см	Окружность в пучковой части, см	Высота каблука, см
36	24	22,1	2,5
37	24,5	22,5	2,5
38	25	22,9	2,5
39	25,7	23,3	2,5
40	26,8	23,7	2,5

Обувь ортопедическая малосложная LM ORTHOPEDIC MARKUS-528.001

Обувь ортопедическая малосложная, женская MARKUS-528.001

Особенности:

- цвет: черный
- материал подошвы: ТЭП (ТермоЭластоПласт)
- материал верха: Натуральная кожа
- материал подкладки: Байка
- материал стельки: ЭВА с микролайнером
- размеры: 36-42
- полнота: Регулируемая (7-10)
- Молния позволяет не шнуровать обувь при каждом надевании.
- Женская ортопедическая обувь LM Orthopedic предназначена для повышенного комфорта и здоровья ног в процессе ходьбы на улице в теплое время года и межсезонье при температуре не ниже +5С. Особая конструкция всех узлов (верх обуви, специальная подошва, съёмная ортопедическая стелька) направлена на снижение болевых ощущений в области косточки большого пальца, при молоткообразной деформации пальцев, на уменьшение давления на стопу и отеков, повышение равновесия, устойчивости при ходьбе и поглощения ударной нагрузки на пятку и коленные суставы. Гарантированный комфорт Вы почувствуете с первого шага.
- Обувь LM Orthopedic является медицинским изделием. Номер и дата Регистрационного Удостоверения указаны на упаковке. Это дает возможность при назначении врача носить ортопедическую обувь получить компенсацию за нее в органах ФСС. Отпускается без рецепта.

Показания:

- болевые ощущения в ногах при ходьбе
- поддержка и формирование естественного свода стоп, профилактика плоскостопия
- плоскостопие продольное, поперечное, комбинированное 1, 2 степени
- синдром усталых ног
- избыточный вес
- беременность
- вальгусная деформация первого пальца
- молоткообразная деформация пальцев стоп
- варикоз, профилактика венозных болезней и отеков ног
- болевые ощущения в коленных, тазобедренных суставах и позвоночнике
- предохранение от натоптышей, твердых мозолей и пяточных шпор
- нагрузка на ноги более 2 часов в день

Доступны следующие варианты исполнения:



MARKUS-528.001
«Черный»



MARKUS-528.001

размер	36	37	38	39	40	41	42
--------	----	----	----	----	----	----	----

Противопоказания:

- незаживающие мокнущие раны или язвы стопы
- интенсивная боль, связанная с воспалением сустава большого пальца, требующая временного отказа от ношения обуви
- синдром диабетической стопы

Противопоказания могут быть изменены в зависимости от особенностей конкретного случая. В такой ситуации требуется консультация врача

Обувь ортопедическая малосложная LM ORTHOPEDIC MARKELA-718.001

Обувь ортопедическая малосложная, женская MARKELA-718.001

Особенности:

- цвет: черный
- материал подошвы: ТЭП (ТермоЭластоПласт)
- материал верха: Натуральная кожа
- материал подкладки: Байка
- материал стельки: ЭВА с микролайнером
- размеры: 36-42
- полнота: Регулируемая (7-10)
- Молния позволяет не шнуровать обувь при каждом надевании.
- Женская ортопедическая обувь LM Orthopedic предназначена для повышенного комфорта и здоровья ног в процессе ходьбы на улице в теплое время года и межсезонье при температуре не ниже +5С. Особая конструкция всех узлов (верх обуви, специальная подошва, съёмная ортопедическая стелька) направлена на снижение болевых ощущений в области косточки большого пальца, при молоткообразной деформации пальцев, на уменьшение давления на стопу и отеков, повышение равновесия, устойчивости при ходьбе и поглощения ударной нагрузки на пятку и коленные суставы. Гарантированный комфорт Вы почувствуете с первого шага.
- Обувь LM Orthopedic является медицинским изделием. Номер и дата Регистрационного Удостоверения указаны на упаковке. Это дает возможность при назначении врача носить ортопедическую обувь получить компенсацию за нее в органах ФСС. Отпускается без рецепта.

Показания:

- болевые ощущения в ногах при ходьбе
- поддержка и формирование естественного свода стоп, профилактика плоскостопия
- плоскостопие продольное, поперечное, комбинированное 1, 2 степени
- синдром усталых ног
- избыточный вес
- беременность
- вальгусная деформация первого пальца
- молоткообразная деформация пальцев стоп
- варикоз, профилактика венозных болезней и отеков ног
- болевые ощущения в коленных, тазобедренных суставах и позвоночнике
- предохранение от натоптышей, твердых мозолей и пяточных шпор
- нагрузка на ноги более 2 часов в день

Доступны следующие варианты исполнения:



MARKELA-718.001
«Черный»



MARKELA-718.001

размер	36	37	38	39	40	41	42
--------	----	----	----	----	----	----	----

Противопоказания:

- незаживающие мокнущие раны или язвы стопы
- интенсивная боль, связанная с воспалением сустава большого пальца, требующая временного отказа от ношения обуви
- синдром диабетической стопы

Противопоказания могут быть изменены в зависимости от особенностей конкретного случая. В такой ситуации требуется консультация врача

Обувь ортопедическая малосложная LM ORTHOPEDIC, женская LM-700

Особенности:

- Увеличенная полнота за счет верхних деталей обуви и подошвы. Благодаря этому, широкая проблемная стопа не свисает по бокам, края стельки не врезаются. Повышается устойчивость при ходьбе, отсутствует риск подвернуть ногу.
- Углубленное пяточное ложе стабилизирует ногу в голеностопном суставе, снимает избыточное давление на пяточную кость, предотвращает сползание стопы вперед.
- Облегчает ходьбу даже при шпоре.
- Гибкая нескользящая подошва с увеличенной площадью опоры.
- Правильно сформированный перекал предотвращает деформацию плюснефаланговых суставов, т. к. стопе не приходится делать усилие, чтобы согнуть подошву при ходьбе.
- Глубокая союзка (деталь верха), регулируемая застежкой велкро. Стопа надежно зафиксирована. Пяточная часть «не хлопает».
- Выкладка продольного внутреннего, продольного наружного и поперечного сводов обеспечивает максимальный комфорт.
- Натуральная кожаная подкладка обеспечивает комфорт и предотвращает натирание.
- Съемная стелька. Можно заменить на индивидуальную ортопедическую стельку.
- Воздушные камеры в пяточной области подошвы для амортизации и легкого шага.
- Обувь LM Orthopedic является медицинским изделием. Номер и дата Регистрационного Удостоверения указаны на упаковке. Это дает возможность при назначении врача «носить ортопедическую обувь» получить компенсацию за нее в органах ФСС. Отпускается без рецепта.



LM-700								
размер	35	36	37	38	39	40	41	42

Показания:

- болевые ощущения в ногах при ходьбе
- поддержка и формирование естественного свода стоп, профилактика плоскостопия
- плоскостопие продольное, поперечное, комбинированное 1, 2 степени
- синдром усталых ног
- избыточный вес
- беременность
- вальгусная деформация первого пальца
- молоткообразная деформация пальцев стоп
- варикоз, профилактика венозных болезней и отеков ног
- болевые ощущения в коленных, тазобедренных суставах и позвоночнике
- предохранение от натоптышей, твердых мозолей и пяточных шпор
- нагрузка на ноги более 2 часов в день

Противопоказания:

- незаживающие мокнущие раны или язвы стопы
- интенсивная боль, связанная с воспалением сустава большого пальца, требующая временного отказа от ношения обуви
- синдром диабетической стопы

Противопоказания могут быть изменены в зависимости от особенностей конкретного случая. В такой ситуации требуется консультация врача.

Доступны следующие варианты исполнения:



LM-700.005R
«Спилок Мичиган»



LM 700.036
«Хром Газета»

Обувь ортопедическая малосложная LM ORTHOPEDIC, женская LM-701

Особенности:

- Увеличенная полнота за счет верхних деталей обуви и подошвы. Благодаря этому, широкая проблемная стопа не свисает по бокам, края стельки не врезаются. Повышается устойчивость при ходьбе, отсутствует риск подвернуть ногу.
- Углубленное пяточное ложе стабилизирует ногу в голеностопном суставе, снимает избыточное давление на пяточную кость, предотвращает сползание стопы вперед.
- Облегчает ходьбу даже при шпоре.
- Гибкая нескользящая подошва с увеличенной площадью опоры.
- Правильно сформированный перекал предотвращает деформацию плюснефаланговых суставов, т. к. стопе не приходится делать усилие, чтобы согнуть подошву при ходьбе.
- Неглубокий вырез в носочной части обуви скрывает деформированные пальцы. Хорошо фиксируются молоткообразные пальцы.
- Глубокая союзка (деталь верха), регулируемые застежки велкро. Стопа надежно зафиксирована. Пяточная часть «не хлопает».
- Выкладка продольного внутреннего, продольного наружного и поперечного сводов обеспечивает максимальный комфорт.
- Натуральная кожаная подкладка обеспечивает комфорт и предотвращает натирание.
- Съемная стелька. Можно заменить на индивидуальную ортопедическую стельку.
- Эластичная вставка на HALLUX VALGUS («косточку») исключает сдавливание и снимает боль.
- Воздушные камеры в пяточной области подошвы для амортизации и легкого шага.
- Обувь LM Orthopedic является медицинским изделием. Номер и дата Регистрационного Удостоверения указаны на упаковке. Это дает возможность при назначении врача «носить ортопедическую обувь» получить компенсацию за нее в органах ФСС. Отпускается без рецепта.



LM-701								
размер	35	36	37	38	39	40	41	42

Показания:

- болевые ощущения в ногах при ходьбе
- поддержка и формирование естественного свода стоп, профилактика плоскостопия
- плоскостопие продольное, поперечное, комбинированное 1, 2 степени
- синдром усталых ног
- избыточный вес
- беременность
- вальгусная деформация первого пальца
- молоткообразная деформация пальцев стоп
- варикоз, профилактика венозных болезней и отеков ног
- болевые ощущения в коленных, тазобедренных суставах и позвоночнике
- предохранение от натоптышей, твердых мозолей и пяточных шпор
- нагрузка на ноги более 2 часов в день

Противопоказания:

- незаживающие мокнущие раны или язвы стопы
- интенсивная боль, связанная с воспалением сустава большого пальца, требующая временного отказа от ношения обуви
- синдром диабетической стопы

Противопоказания могут быть изменены в зависимости от особенностей конкретного случая. В такой ситуации требуется консультация врача.

Доступны следующие варианты исполнения:



LM-701.002A
«Ажур бежевый»



LM-701.005A
«Ажур белый»



LM-701.011A
«Ажур голубой»



LM-701.017R
«Красные»



LM-701.036
«Комби газета»



LM-701.038R
«Сильвер с ремнем»



LM-701.048
«Никель»

Обувь ортопедическая малосложная LM ORTHOPEDIC, женская

LM-703 - увеличенная полнота

LM-703N - нормальная полнота

Особенности:

- Увеличенная полнота за счет верхних деталей обуви и подошвы. Благодаря этому, широкая проблемная стопа не свисает по бокам, края стельки не врезаются. Повышается устойчивость при ходьбе, отсутствует риск подвернуть ногу.
- Углубленное пяточное ложе стабилизирует ногу в голеностопном суставе, снимает избыточное давление на пяточную кость, предотвращает сползание стопы вперед.
- Облегчает ходьбу даже при шпоре.
- Гибкая нескользящая подошва с увеличенной площадью опоры.
- Правильно сформированный перекал предотвращает деформацию плюснефаланговых суставов, т.к. стопе не приходится делать усилие, чтобы согнуть подошву при ходьбе.
- Неглубокий вырез в носочной части обуви скрывает деформированные пальцы. Хорошо фиксируются молоткообразные пальцы.
- Глубокая союзка (деталь верха), регулируемые застежки велкро. Стопа надежно зафиксирована. Пяточная часть «не хлопает».
- Выкладка продольного внутреннего, продольного наружного и поперечного сводов обеспечивает максимальный комфорт.
- Натуральная кожаная подкладка обеспечивает комфорт и предотвращает натирание.
- Конструкция верха скрывает HALLUX VALGUS («косточку») исключает сдавливание и снимает боль.
- Воздушные камеры в пяточной области подошвы для амортизации и легкого шага.
- Обувь LM Orthopedic является медицинским изделием. Номер и дата Регистрационного Удостоверения указаны на упаковке. Это дает возможность при назначении врача носить ортопедическую обувь получить компенсацию за нее в органах ФСС. Отпускается без рецепта.

Доступны следующие варианты исполнения:



LM-703.002A
«Ажур бежевый»



LM-703.005A
«Ажур белый»



LM-703.011A
«Ажур голубой»



LM-703.017B
«Красный»



LM 703.035L
«Лак белый перец»



LM-703.038B
«Сильвер»



LM-703.048
«Никель»



LM-703N.010B
«Белый / милитари»



LM 703N.036B
«Хром газета комби»



LM-703N.046B
«Розовое серебро»



LM-703.049
«Белая ночь»



LM-703N.050B
«Лак Агат»



LM-703	размер	35	36	37	38	39	40	41	42

Показания:

- болевые ощущения в ногах при ходьбе
- поддержка и формирование естественного свода стоп, профилактика плоскостопия
- плоскостопие продольное, поперечное, комбинированное 1, 2 степени
- синдром усталых ног
- избыточный вес
- беременность
- вальгусная деформация первого пальца
- молоткообразная деформация пальцев стоп
- варикоз, профилактика венозных болезней и отеков ног
- болевые ощущения в коленных, тазобедренных суставах и позвоночнике
- предохранение от натоптышей, твердых мозолей и пяточных шпор
- нагрузка на ноги более 2 часов в день

Противопоказания:

- незаживающие мокнущие раны или язвы стопы
- интенсивная боль, связанная с воспалением сустава большого пальца, требующая временного отказа от ношения обуви
- синдром диабетической стопы

Противопоказания могут быть изменены в зависимости от особенностей конкретного случая. В такой ситуации требуется консультация врача

Обувь ортопедическая малосложная LM ORTHOPEDIC, женская LM-708

Обувь ортопедическая малосложная, женская LM-708.048

Особенности:

- цвет:
- LM-708.048 — никель
- LM-708.050 — лак агат
- Увеличенная полнота
- Увеличенная высота и объем в носочной части
- Глубокая раскрываемость для облегчения надевания при отечности стоп
- Полнота регулируется с помощью шнуровки и дополнительной вкладной стельки.
- Молния позволяет не шнуровать обувь при каждом надевании.
- Женская ортопедическая обувь LM Orthopedic предназначена для повышенного комфорта и здоровья ног в процессе ходьбы на улице в теплое время года и межсезонье при температуре не ниже +5С. Особая конструкция всех узлов (верх обуви, специальная подошва, съемная ортопедическая стелька) направлена на снижение болевых ощущений в области косточки большого пальца, при молоткообразной деформации пальцев, на уменьшение давления на стопу и отеков, повышение равновесия, устойчивости при ходьбе и поглощения ударной нагрузки на пятку и коленные суставы. Гарантированный комфорт Вы почувствуете с первого шага.
- Обувь LM Orthopedic является медицинским изделием. Номер и дата Регистрационного Удостоверения указаны на упаковке. Это дает возможность при назначении врача носить ортопедическую обувь получить компенсацию за нее в органах ФСС. Отпускается без рецепта.



LM-708	размер	36	37	38	39	40

Противопоказания:

- незаживающие мокнущие раны или язвы стопы
 - интенсивная боль, связанная с воспалением сустава большого пальца, требующая временного отказа от ношения обуви
 - синдром диабетической стопы
- Противопоказания могут быть изменены в зависимости от особенностей конкретного случая. В такой ситуации требуется консультация врача

Показания:

- болевые ощущения в ногах при ходьбе
- поддержка и формирование естественного свода стоп, профилактика плоскостопия
- плоскостопие продольное, поперечное, комбинированное 1, 2 степени
- синдром усталых ног
- избыточный вес
- беременность
- вальгусная деформация первого пальца
- молоткообразная деформация пальцев стоп
- варикоз, профилактика венозных болезней и отеков ног
- болевые ощущения в коленных, тазобедренных суставах и позвоночнике
- предохранение от натоптышей, твердых мозолей и пяточных шпор
- нагрузка на ноги более 2 часов в день

Доступны следующие варианты исполнения:



LM-708.048
«Никель»



LM-708.005A
«Ажур белый»

Обувь ортопедическая

Обувь ортопедическая домашняя LM-803

Особенности:

- увеличенная полнота
- съемная ортопедическая стелька
- поддержка продольного и поперечного свода стопы
- нескользящая гибкая подошва
- изготовлены из натуральной шерсти
- воздухо- и влагопроницаемый материал
- размеры: XS (36-37), S (38-39), M (40-41)
- надежная фиксация на стопе за счет глубокой детали верха

Показания:

- поддержка естественного свода стопы
- профилактика плоскостопия
- избыточный вес
- беременность
- синдром усталых ног
- обладают согревающим эффектом
- снимают боль в суставах и мышцах ног

Противопоказания:

- незаживающие мокрые раны или язвы стопы
- интенсивная боль, связанная с воспалением сустава большого пальца, требующая временного отказа от ношения обуви
- синдром диабетической стопы

Противопоказания могут быть изменены в зависимости от особенностей конкретного случая. В такой ситуации требуется консультация врача.

Доступны следующие варианты исполнения:



LM 803
«Синий»



LM-803							
размер	J	XXS	XS	S	M	L	XL
	33-35	35-36	37-38	38-39	40-41	42-43	44-45



LM 803.001
«Овца белая»

LM 803.005
«Жаккард
черно-белый»

LM 803.020D
«Мех широк
карамель»

LM 803.021D
«Мех каракуль»

LM 803.025
«Рогожка»

LM 803.037
«Войлок узор»



LM 803.032X
«Перловка»

LM 803.038
«Камуфляж»

LM 809.007
«Бронза»

LM 809.037
«Войлок узор»

LM 809.039
«Лак красный»

LM 809.033
«Вязь бордо»



LM 809.034
«Вязь сирень»

LM 809M.048
«Палермо»

LM 810.046
«Велюр синий»

LM 810.047
«Мех леопард»



Со всеми вопросами и пожеланиями Вы можете обратиться к представителю торговых марок «Ecoten», «Ttoman», «Luomma», «Idealista», «Vega», «Yolla» и «Heeber» на территории РФ. — ООО «Экотен», 197110, г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 18А, пом. 11Н., Экотен-Инфо, Учредитель: ООО «Экотен». Главный редактор: Осипов А. Г., Свидетельство ПИ № ФС77-59473 от 03 октября 2014 г. Буклет информационный. Тираж 12 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. Printing 11.24

тел.: (812) 325-09-04



ecoten.ru



Telegram